



[Fiche technique]

## Plaie filet avec éviscération

Réf. 333337

**Grosse éviscération montée sur velcro pour s'adapter à tous les gabarits.**

**Idéal pour s'entraîner au damage control.**

Importance pédagogique de la fausse plaie filet

- Plaie filet simulant une importante éviscération.
- Réaliste, les apprenants peuvent visualiser une blessure grave causée par une explosion, un attentat ou un accident.
- Permet apprendre à prodiguer des techniques de soins d'urgence tel que le Damage Control.
- Peut être complétée avec du [faux sang](#) pour apporter le maximum de réalisme à votre formation.

### Protection viscérale

Lorsqu'une éviscération survient, les organes internes (comme les intestins) sont exposés à l'extérieur du corps, ce qui les rend extrêmement vulnérables. Dans cette situation critique, il est primordial d'agir rapidement pour protéger ces organes et éviter plusieurs risques majeurs.

Les apprenants, grâce à la fausse plaie filet, s'exercent à :

- Recouvrir rapidement les organes éviscérés afin d'empêcher leur dessèchement. En effet, à l'air libre, les tissus viscéraux perdent rapidement leur humidité naturelle, ce qui peut provoquer des lésions cellulaires irréversibles et aggraver la gravité de la blessure.
- Limiter la contamination bactérienne : Les organes exposés sont très susceptibles d'être contaminés par des germes présents dans l'environnement (poussières, bactéries, saletés), ce qui peut entraîner des infections sévères, y compris des septicémies, menaçant la vie du patient.
- Éviter un traumatisme mécanique supplémentaire : En recouvrant et en immobilisant les viscères, on protège aussi les tissus délicats contre les chocs, frottements ou manipulations accidentelles pendant les soins ou le transport.

Pour cela, les techniques enseignées consistent à utiliser :

- Des pansements spécifiques et compresses stériles : Ceux-ci sont posés avec soin pour envelopper les organes de manière à conserver une atmosphère humide. Ils doivent être imbibés d'une solution saline stérile pour maintenir l'humidité et prévenir le dessèchement.
- Des matériaux occlusifs ou films transparents stériles : Ces dispositifs permettent d'assurer une barrière protectrice

contre les contaminants extérieurs tout en conservant un milieu humide, ce qui facilite également la surveillance visuelle de la blessure.

- Une fixation adaptée : Le tout est maintenu en place sans exercer de pression excessive sur les viscères, souvent à l'aide de bandages, pour garantir à la fois protection et confort, et éviter d'aggraver la blessure.

## • Public concerné par la formation secourisme tactique TCCC

### 1. Militaires

- Soldats engagés en opérations extérieures ou missions en zones à haut risque.
- Personnel des forces spéciales, unités de combat rapproché, et personnels médicaux militaires.

### 2. Forces de l'ordre

- Policiers intervenant dans des contextes sensibles, tels que maintien de l'ordre, anti-terrorisme, ou interventions en milieu urbain à risque élevé.
- Gendarmes spécialisés, unités d'intervention rapide (RAID, GIGN, etc.).

### 3. Personnel de sécurité privée

- Agents de sécurité travaillant dans des environnements à risques (sites industriels sensibles, infrastructures critiques, événements à forte affluence).
- Bodyguards, escortes de personnalités exposées.

### 4. Secouristes professionnels en milieu hostile

- Médecins, infirmiers, ambulanciers, paramédics intervenant en zones de conflit ou de catastrophe.
- Équipes de secours tactiques et médicaux (SMUR tactique, équipes de sauvetage en milieu hostile).

### 5. Bénévoles et ONG opérant en zones à risque

- Intervenants humanitaires présents sur des théâtres de guerre ou en zones sinistrées où la sécurité est précaire.

## Informations complémentaires

Plaie montée sur velcro : s'adapte à toutes les morphologies.  
Fabrication française.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Sesam Sfx Pro
<b>Caractéristiques produit</b>	Fabrication française. Utilisation de produit désinfectant possible.
<b>Stérile</b>	Non sterile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	SPF13
<b>Étanche</b>	Non


## Photos



Plaie filet avec éviscération  
réutilisable pour forma



Plaie filet avec éviscération



Plaie filet avec éviscération pour  
formation secouri



Plaie filet avec éviscération