



[Fiche technique]

Materkit - Kit pour accouchement d'urgence

Réf. 419419

AVIS


Contient tout le nécessaire pour un accouchement d'urgence.

Conditionné sous sachet hermétique protégeant ainsi le matériel de toutes saletés, bactéries, poussières ou liquides.

- Le Materkit est idéal en cas d'accouchement à pratiquer en urgence, lors d'un transport en ambulance par exemple.
- Contient tout le matériel d'urgence et l'instrumentation indispensable pour l'intervention et les premiers soins lors de l'accouchement.
- Conditionné sous sachet hermétique : ce kit accouchement est très pratique à stocker, se range facilement et les produits sont bien protégés.
- Composition du kit accouchement Materkit :
 - 2 champs stériles 70 X 70
 - 2 x 5 compresses stériles 7,5 x 7,5
 - 2 paires de gants stériles
 - 2 masques 3 plis,
 - 2 casaques
 - 1 canule de guédel nouveau-né T 000 stérile
 - 1 sonde d'aspiration pédiatrique stérile CH06 avec raccord stop-vide
 - 2 clamps ombilicaux stériles
 - 2 désinfectants gynécologiques,
 - 1 bonnet
 - 1 drap isothermique stérile adulte
 - 1 champs d'accueil bébé
 - 1 masque d' inhalation O2 adulte haute concentration,
 - 1 masque d' inhalation O2 pédiatrique très haute concentration
 - 1 paire de ciseaux stériles.

- Lors d'un accouchement d'urgence, l'étape de l'assistance à l'accouchement est cruciale. Elle peut avoir lieu dans des circonstances imprévues, comme dans une maison, dans un véhicule, ou même dans un espace public, avant l'arrivée à l'hôpital ou lorsque la situation ne permet pas un transfert immédiat. Les pompiers et les ambulanciers sont spécialement formés pour intervenir dans ces situations critiques. Voici comment cette étape se déroule généralement :

1. Évaluation rapide de la situation

Avant de procéder à l'accouchement, les secours doivent évaluer rapidement la situation de la mère et de l'enfant. Ils vérifient plusieurs paramètres :

- La progression du travail (contractions, dilatation du col de l'utérus, etc.)
 - L'état général de la mère (signes vitaux, saignements, douleur, stress, etc.)
 - La position du bébé (présentation céphalique, présentation par le siège, etc.)
 - L'absence de risques immédiats pour la mère ou le bébé (par exemple, une déchirure grave ou un prolapsus du cordon ombilical).
- Si l'accouchement est imminent et qu'il ne peut être retardé, l'équipe de secours se prépare à intervenir sur place.

2. Préparation de l'environnement et des équipements

Une fois que les secours ont évalué la situation, ils se préparent à la naissance :

- Assurer l'hygiène et la sécurité : Les secouristes doivent s'assurer que l'environnement est aussi propre et sécurisé que possible. Ils portent des gants stériles et désinfectent la zone autour de la mère.
 - Préparer l'équipement : Ils s'assurent que le matériel nécessaire est prêt, tel que des couvertures stériles, des ciseaux pour couper le cordon ombilical, des compresses stériles pour contrôler les saignements, et une pince pour saisir le cordon si nécessaire.
- **3. Assistance pendant la naissance**

Une fois la phase de travail entamée et le bébé prêt à naître, les pompiers ou les ambulanciers vont assister la mère pendant la phase de poussée :

- Soutenir la mère : Encourager la mère à adopter une position qui lui est confortable et qui favorise l'accouchement. Ils peuvent lui demander de se mettre sur le dos, sur le côté, ou de se tenir accroupie, selon la situation.
 - Surveiller la progression : L'équipe surveille la sortie du bébé. Ils évaluent la vitesse et la sécurité de la naissance.
 - Intervention immédiate en cas de complications : Si le bébé présente des signes de détresse, comme une asphyxie, ou si l'accouchement est particulièrement difficile, les pompiers ou les ambulanciers prendront les mesures nécessaires. Cela peut inclure l'aspiration des voies respiratoires du bébé ou un massage cardiaque en cas de besoin.
- **4. Gestion du cordon ombilical**

Après la naissance, la gestion du cordon ombilical est une étape importante :

- Couper le cordon : Si le cordon est autour du cou du bébé ou s'il y a un risque d'hémorragie, l'équipe médicale intervient pour couper le cordon ombilical avec des ciseaux stériles.
 - Pincer le cordon : Dans certains cas, ils utilisent une pince pour arrêter le saignement du cordon ombilical, en attendant un transport rapide à l'hôpital.
 - Vérification du bébé : Le bébé est immédiatement vérifié pour s'assurer qu'il respire bien, qu'il est vivant, et qu'il n'y a pas de signes de complications.
- **5. Prise en charge de la mère après l'accouchement**

Après la naissance du bébé, la mère est prise en charge :

- Surveillance : Vérification de l'état général de la mère (saignements, état de conscience, douleur).
- Soutien émotionnel : Les pompiers ou ambulanciers doivent également apporter un soutien émotionnel à la mère, la rassurer et lui offrir un confort tout en préparant son transport.
- Préparation à l'hôpital : Une fois que la mère et le bébé sont stabilisés, l'équipe médicale s'assure qu'ils sont prêts à être transportés à l'hôpital ou à la maternité.

• 6. Soutien pendant le transport

Si un transport vers un hôpital ou une maternité est nécessaire après l'accouchement, les secours surveillent de près l'état de santé de la mère et du bébé pendant tout le trajet :

- Suivi de la respiration du bébé : Les secouristes surveillent la respiration et la température du nouveau-né.
- Gestion des complications : En cas de complications imprévues, les secouristes continueront à apporter les soins nécessaires en attendant l'arrivée à l'hôpital.

Caractéristiques techniques

Composition de l'ensemble	2 champs stériles 70 x 70 cm 2 x 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm 2 paires de gants stériles 2 masques 3 plis 2 casaques 1 canule de Guedel nouveau-né T 000 stérile 1 sonde d'aspiration pédiatrique stérile CH 6 1 raccord biconique 2 clamps ombilicaux stériles 2 désinfectants gynécologiques 1 bonnet 1 drap isothermique stérile 1 masque d'inhalation O2 adulte haute concentration 1 masque d'inhalation O2 pédiatrique très haute concentration 1 paire de ciseaux stérile
Couleur	Blanc, Bleu
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Classification	Assemblage de dispositifs médicaux
Partie du corps	
Code SH	3006500000
Référence fabricant (MPN)	MATERKIT
Étanche	Non

Photos



Kit pour accouchement d'urgence



Kit pour accouchement d'urgence