

4. Découpez si nécessaire : Si le pansement en spray a formé une couche épaisse et que vous avez du mal à la retirer, vous pouvez envisager de découper délicatement les bords du pansement avec des ciseaux propres pour faciliter le processus.
 5. Retirez le pansement : Prenez doucement un coin du pansement et commencez à le décoller de la peau. Assurez-vous de tirer doucement pour éviter de causer des blessures supplémentaires. Le pansement en spray Urgo Filmogel devrait normalement se détacher assez facilement.
 6. Nettoyez la plaie : Une fois le pansement retiré, nettoyez la plaie à l'eau tiède et au savon ou avec un antiseptique doux pour éliminer toute trace de Filmogel restante.
 7. Appliquez un nouveau pansement si nécessaire : Si la plaie nécessite toujours une protection, vous pouvez appliquer un nouveau pansement adapté à la taille de la plaie.
- Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour l'utilisation du pansement en spray Urgo Filmogel et consultez un professionnel de la santé si vous avez des inquiétudes concernant la plaie ou son processus de guérison.

Où acheter Filmogel?

Sur SMSP, bien évidemment.

Pour acheter un Filmogel sur SMSP.fr, voici comment procéder :

1. Visitez le site SMSP.fr : Allez sur [SMSP.fr](https://www.sm-sp.fr) pour accéder à notre boutique en ligne.
2. Recherche du produit : Utilisez la barre de recherche du site et tapez "filmogel" ou "pansement spray" ou encore "urgo pansement spray" pour trouver le produit spécifique. N'oubliez pas d'accepter les cookies pour que la barre de recherche fonctionne.
3. Sélectionnez le produit : Une fois le pansement en spray trouvé, cliquez sur le produit pour voir les détails, les spécifications, et le prix.
4. Ajoutez au panier : Si le produit correspond à ce que vous cherchez, ajoutez-le à votre panier.
5. Finalisez l'achat : Suivez les instructions pour finaliser l'achat, y compris l'ajout de vos informations de livraison et de paiement.

Informations complémentaires

Réduit le risque d'infection.

40 applications en moyenne.

Péremption: 36 mois.

Caractéristiques techniques

Marque	Urgo
Caractéristiques produit	Réduit le risque d'infection. 40 applications en moyenne. Péremption: 36 mois.
Couleur	Gris, Bleu
Volume	Aérosol de 40 ml
Conforme 10g	Non
Matière	Pyroxyline (Nitrocellulose) humidifié avec environ 30% d'alcool isopropylique, d'éthanol anhydre, d'acétate d'éthyle, d'huile de ricin vierge, d'huile de germe de blé raffinée et de diméthyléther (gaz propulseur).
Unité de vente	A l'unité
Instructions d'utilisation	Nettoyer et sécher la plaie. Appliquer sur la blessure en maintenant le spray à 5-10 cm et laisser sécher une minute. Renouveler l'application aussi souvent que nécessaire.
Classification	Dispositif médical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	300590990000
Référence fabricant (MPN)	604419
Etanche	Non

Photos



Filmogel Urgo Pansement spray -
Aérosol de 40ml



Filmogel Urgo Pansement spray -
Aérosol de 40ml



CONTENANCE 40ml

Pansement Urgo spray



Pansement Urgo spray



Pansement Urgo spray



Pansement Urgo spray



Pansement Urgo spray



pansement en spray waterproof 40
applications



CONTENANCE 40ml

urgo filmogel



filmogel urgo application



urgo spray pansement



pansement spray urgo