



[Fiche technique]

## Fausse plaie hémorragique du cou formation psc

Réf. 333312

**Permet d'appréhender les situations d'urgence type hémorragie externe.  
D'apprendre et d'enseigner les gestes de compression lors de formation PSC.**

- Fausse Plaie Hémorragique du Cou : Contexte et Utilisation en Formation PSC

Objectif pédagogique :

Permettre aux formateurs secouristes de simuler une situation d'urgence réaliste impliquant une hémorragie externe grave, afin de former efficacement les apprenants aux gestes de secours adaptés.

Utilisation en Formation :

1. Préparation de la simulation :

- Positionnez la fausse plaie sur la zone cervicale du mannequin ou d'un acteur.
- Ajoutez du faux sang pour un effet réaliste, en tenant compte d'un débit important pour simuler l'hémorragie.

2. Scénario à mettre en place :

- Victime consciente ou inconsciente avec hémorragie artérielle ou veineuse simulée.
- Ajout d'un facteur de stress (environnement bruyant, temps limité).

3. Gestes à enseigner :

- Compression manuelle directe immédiate pour stopper le saignement.
- Mise en place d'un pansement compressif adapté à une plaie au cou.
- Positionnement correct pour éviter l'aggravation (prise en charge de la tête et du cou si suspicion de traumatisme associé).

4. Débriefing après l'exercice :

- Évaluer la rapidité et l'efficacité des gestes.
- Souligner l'importance de la communication entre les équipiers lors de la prise en charge.

- Public cible : Formateurs PSC et acteurs en simulation

- Avantage pédagogique : Permet une immersion réaliste pour sensibiliser aux situations critiques, notamment dans le cadre des formations aux hémorragies vitales.

- Matériel recommandé :
  - Fausse plaie de haute qualité pour une durabilité optimale.
  - Faux sang liquide, lavable et non toxique.
- Découvrez notre gamme complète de [maquillage formation secourisme](#).

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Maqpro
<b>Stérile</b>	Non sterile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Eau, glycérine, gélatine, sorbitol, sucrose, pectine, acide citrique, acide sorbique, huile végétale hydrogénée, nitrate de magnésium, mélange de méthylchloroisothiazolinone et de méthylisothiazolinone avec du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium.
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Garantie</b>	1
<b>Normes et Certification</b>	76/768/CEE.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Étanche</b>	Non

## Photos



Fausse plaie hémorragique du cou réutilisable pour formation psc avec simulation hémorragie



Fausse plaie hémorragique du cou formation psc



entretien prothèse fausse plaie pour formation secourisme