



[Fiche technique]

Compresse oculaire stérile Eycopad 5,6 x 7 cm - Boîte de 25

Réf. 970320

Conditionnement en boîte de 25

Compresse oculaire stérile Eycopad 5,6 x 7 cm – Boîte de 25

Compresse douce et absorbante pour la protection de l'œil

La compresse oculaire Eycopad® est spécialement conçue pour protéger l'œil dans le cadre de soins postopératoires, de traumatismes ou d'interventions ophtalmiques. Grâce à sa forme anatomique et sa texture très douce, elle offre confort et sécurité aussi bien en milieu hospitalier qu'en soins à domicile.

Caractéristiques principales

- Dimensions : 5,6 x 7 cm
- Conditionnement : boîte de 25 compresses stériles
- Stérilité : chaque compresse est emballée individuellement
- Matériau : non-tissé doux et non pelucheux
- Forme ovale : adaptée à la zone oculaire
- Sans latex : adaptée aux peaux sensibles et aux personnes allergiques

Indications

- Protection de l'œil après une intervention chirurgicale
- Soins post-traumatiques ou post-opératoires
- Absorption des sécrétions oculaires
- Prévention des infections en milieu médical
- Pansement oculaire sous bandage ou fixation

Public concerné

- Services hospitaliers et cliniques
- Médecins généralistes et ophtalmologistes
- Infirmiers libéraux
- Cabinets médicaux
- Trousse de premiers soins pour collectivités, établissements scolaires ou entreprises

Avantages du produit

- Douceur optimale au contact de la peau
- Ne peluche pas, n'irrite pas l'œil
- Bonne capacité d'absorption
- Excellente tolérance cutanée
- Maintien facile avec un sparadrap ou une bande
- Dispositif médical à usage unique, conforme aux normes en vigueur

Contenu de la boîte

- 25 compresses stériles
- Emballées individuellement pour garantir l'hygiène et la sécurité

Comment mettre ou appliquer une compresse oculaire ?

L'application d'une compresse oculaire est une procédure relativement simple, mais il est essentiel de suivre quelques étapes pour le faire en toute sécurité et efficacement. Voici comment mettre ou appliquer une compresse oculaire :

Matériel nécessaire :

- Une compresse oculaire stérile
- De l'eau propre ou une solution saline stérile, si nécessaire
- Un bol propre pour tremper la compresse, si nécessaire

Étapes pour appliquer une compresse oculaire :

1. Lavez-vous les mains : Avant de toucher la compresse ou de vous approcher de l'œil, assurez-vous de vous laver soigneusement les mains avec du savon et de l'eau pour éviter toute contamination.
2. Préparez la compresse : Assurez-vous que la compresse est propre et stérile. Si elle n'est pas stérile, vous pouvez la stériliser en la trempant dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Attendez ensuite qu'elle refroidisse à température ambiante ou utilisez une solution saline stérile.
3. Installez-vous confortablement : Asseyez-vous dans un endroit confortable avec une surface propre et bien éclairée. Vous pouvez également vous tenir debout devant un miroir si cela vous aide.

4. Imprégnez la compresse (si nécessaire) : Si votre professionnel de la santé vous a recommandé d'utiliser une compresse humide, trempez-la doucement dans de l'eau propre ou de la solution saline stérile. Essorez légèrement l'excès de liquide pour éviter les dégouttements.
5. Fermez l'œil non affecté : Si vous n'appliquez la compresse que sur un œil, commencez par fermer l'autre œil.
6. Appliquez la compresse : Tenez la compresse délicatement, en évitant de toucher la partie qui sera en contact avec l'œil. Placez la compresse sur la paupière fermée de manière à recouvrir doucement l'œil affecté.
7. Maintenez en place : Maintenez la compresse en place avec un léger contact, sans exercer de pression. Vous pouvez utiliser une main pour maintenir la compresse en place et l'autre pour soutenir votre coude.
8. Gardez l'œil fermé : Gardez l'œil fermé pendant toute la durée recommandée par votre professionnel de la santé ou selon les instructions du produit que vous utilisez. Cela permettra à la compresse de faire effet.
9. Retirez la compresse : Après la durée recommandée, retirez délicatement la compresse de l'œil. Assurez-vous de ne pas frotter l'œil.
10. Jetez la compresse : Si la compresse est jetable, jetez-la immédiatement après utilisation. Si elle est réutilisable, nettoyez-la et stérilisez-la avant de la ranger pour une utilisation ultérieure.

Si vous avez des préoccupations concernant un problème oculaire ou si vous avez reçu des instructions spécifiques de la part de votre professionnel de la santé, suivez toujours ses conseils pour l'application de compresses oculaires. Si vous ressentez une douleur, une irritation ou une détérioration de votre vision pendant ou après l'application de la compresse, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

Caractéristiques techniques

Marque	Hartmann
Caractéristiques produit	Protection et soins oculaires. Peut être appliqué sur une peau intacte ou lésée au niveau de la région oculaire, afin de servir de barrière mécanique pour protéger l'oeil et d'absorber les fluides corporels des plaies suintantes et sèches pour une utilisation à court terme.
Couleur	Blanc
Utilisation	Usage unique
Stérile	Sterile
Conforme 10g	Non
Matière	Gaze hydrophile de coton 24 fils et coton hydrophile
Unité de vente	Boîte de 25
Grammage	32
Garantie	1
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	3005905000
Référence fabricant (MPN)	415540
Étanche	Non
Poids du produit	0.2

Photos



Compresse oculaire stérile Eycopad
5,6 x 7 cm – Boîte de 25



compresse stérile ophtalmique
eycopad



compresse stérile ophtalmique
eycopad



compresse stérile ophtalmique
eycopad



compresse stérile ophtalmique
eycopad