

[Fiche technique]

Echarpe triangulaire d'immobilisation - nontissé 60 gr Lot de 50

Réf. 304852

Conditionné en lot de 50 vous permettant de réaliser une économie

Pourquoi acheter une écharpe oblique pompier ?

L'écharpe triangulaire de secourisme en non-tissé est un élément crucial dans les trousses de premiers secours, offrant un moyen rapide et efficace d'immobiliser les membres supérieurs lors de situations d'urgence. Voici une description détaillée de ses caractéristiques principales :

- Matériau non-tissé de 60g : L'écharpe est fabriquée à partir d'un matériau non-tissé léger mais résistant, offrant à la fois confort et durabilité lors de son utilisation.
- Lot de 50 : Le lot comprend 50 écharpes triangulaires, ce qui permet de répondre à un large éventail de besoins en matière de premiers secours dans divers environnements, que ce soit à la maison, sur le lieu de travail, ou dans des installations médicales.
- Usage polyvalent: L'écharpe triangulaire peut être utilisée pour immobiliser différentes parties du membre supérieur telles que l'épaule, l'avant-bras, le bras, le poignet ou la main, offrant ainsi une solution polyvalente pour divers types de blessures.
- Immobilisation rapide : Son format triangulaire permet une immobilisation rapide et efficace du membre blessé, offrant un soutien essentiel pendant les interventions de premiers secours.
- Réduction de la douleur et des complications: En plus d'immobiliser les mouvements du membre blessé, l'écharpe triangulaire contribue à réduire la douleur et à minimiser les complications associées aux blessures traumatiques, offrant ainsi un soulagement supplémentaire au patient.
- Conditionnée sous sachet individuel : Chaque écharpe est conditionnée individuellement dans un sachet, ce qui facilite son transport et son stockage tout en garantissant sa propreté et son hygiène jusqu'à son utilisation.
- Facile à transporter : En raison de sa compacité et de son emballage individuel, l'écharpe triangulaire peut être facilement glissée dans une trousse de secours, un sac à dos ou une trousse de premiers secours de véhicule, la rendant ainsi accessible en cas d'urgence.

Comment installer une écharpe triangulaire ?



- Préparation et positionnement :
 Commencez par plier l'écharpe triangulaire en diagonale pour former un triangle. Ensuite, positionnez le côté long du triangle sur le devant du cou de la personne blessée, en veillant à ce que la pointe du triangle pende vers l'avant.
- Passage et fixation: Prenez le côté court du triangle et faites-le passer sous le bras blessé, puis sur l'épaule opposée. Ramenez-le ensuite vers l'avant et attachez-le solidement autour du cou de la personne pour assurer un maintien sécurisé.
- 3. Ajustement et vérification:
 Une fois l'écharpe en place,
 assurez-vous que le bras
 blessé est confortablement
 maintenu contre le corps et
 que l'écharpe offre un
 soutien adéquat. Il est
 important de vérifier
 également que l'écharpe
 n'entrave pas la respiration
 de la personne et d'ajuster
 si nécessaire pour assurer
 son confort et sa sécurité.

Pour toutes les parties du corps humain, SMSP propose une large gamme d'attelles permettant l'immobilisation. Jetez un coup d'œil par exemple au choix d'attelle immobilisation cheville.



Caractéristiques techniques

Couleur Transparent

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Unité de vente Lot de 50

Tailles disponibles Taille unique

Classification Se reporter aux composants

Partie du corps

Référence fabricant (MPN) 304852

Quel age a la victime que vous

souhaitez transférer?

Adulte

Quelle configuration du produit

recherchez-vous?

en lot

Photos









- non-tissé 60 gr Lot de 50

Echarpe triangulaire d'immobilisation Echarpe triangulaire d'immobilisation - non-tissé 60 gr Lot de 50

echarpe de l'epaule

echarpe medical bras