



[Fiche technique]

Masque insufflateur usage unique - 4 tailles

Réf. 322221 - 322222 - 322223 - 322224

BAVU

Masque à oxygène pour Bavu.

Utilisé pour insufflation, anesthésie et les équipements de ventilation.

4 tailles (enfant, adolescent, adulte, adulte fort)

Masque avec valve compatible IRM pour Bavu insufflateur à usage unique DMT.

Masque à oxygène pour insufflateur épousant parfaitement le visage du patient.

Bourrelets gonflés pour une meilleure étanchéité.

Bague amovible avec crochets permettant un maintien par sangle araignée.

Découvrez notre gamme complète de [bavu](https://www.smsp.fr/bavu).

Comment choisir le masque à oxygène pour insufflateur ?

1. Masque pour Enfant : Ce masque est spécialement conçu pour s'adapter aux visages des enfants plus âgés.
 - Largeur : Environ 8 à 10 centimètres
 - Hauteur : Environ 8 à 10 centimètres
 - Circonférence : Adaptée aux visages des enfants plus âgés, généralement entre 25 et 50 mm
 - Poids : Léger, généralement moins de 20 grammes
2. Masque pour Adolescent : Le masque pour adolescent présente des dimensions légèrement plus grandes que celui pour enfant. Il est conçu pour s'adapter aux visages des adolescents et des jeunes adultes, offrant ainsi un ajustement confortable et une ventilation efficace.
 - Largeur : Environ 10 à 12 centimètres
 - Hauteur : Environ 10 à 12 centimètres
 - Circonférence : Conçue pour les adolescents et les jeunes adultes, généralement entre 50 et 60 mm
 - Poids : Léger à modéré, généralement moins de 30 grammes
3. Masque pour Adulte : Le masque pour adulte est conçu pour s'adapter à une variété de morphologies faciales chez les adultes.
 - Largeur : Environ 12 à 14 centimètres
 - Hauteur : Environ 12 à 14 centimètres
 - Circonférence : Adaptée à la plupart des adultes, généralement entre 55 et 65 mm

- Poids : Modéré, généralement entre 30 et 50 grammes
4. Masque pour Adulte Fort : Le masque pour adulte fort est spécialement conçu pour les adultes avec des visages plus larges ou des caractéristiques faciales plus prononcées.
- Largeur : Environ 14 à 16 centimètres
 - Hauteur : Environ 14 à 16 centimètres
 - Circonférence : Conçue pour les adultes avec des visages plus larges ou des caractéristiques faciales plus prononcées, généralement supérieure à 65 mm
 - Poids : Modéré à lourd, généralement entre 40 et 60 grammes

En choisissant le masque adapté à la morphologie du patient, on garantit un ajustement optimal, une étanchéité efficace et une ventilation adéquate lors de l'utilisation de l'insufflateur.

Retrouvez sur smsp les tailles inférieures de [masque insufflateur](#)

Comment mettre un masque a usage unique sur un aptient ?

Pour mettre un masque à usage unique sur un patient, suivez ces étapes pour assurer une application hygiénique et efficace :

1. Préparez-vous : Avant de toucher le masque, assurez-vous d'avoir des mains propres en les lavant soigneusement avec de l'eau et du savon ou en utilisant un désinfectant pour les mains à base d'alcool.
2. Choisissez la bonne taille : Sélectionnez un masque à usage unique de la taille appropriée pour le patient. Les masques sont généralement disponibles en tailles adulte, enfant et nourrisson.
3. Ouvrez l'emballage : Ouvrez l'emballage du masque en veillant à ne pas contaminer la partie interne du masque avec vos mains.
4. Repérez le haut du masque : La plupart des masques à usage unique ont une barrette métallique sur le haut qui permet de l'ajuster sur le nez. Assurez-vous d'identifier le haut du masque.
5. Placez le masque sur le visage du patient : Tenez le masque par les lanières élastiques ou les boucles, puis placez-le doucement sur le visage du patient, en veillant à ce qu'il couvre bien son nez et sa bouche. Assurez-vous que le haut du masque est au niveau du nez.
6. Ajustez le masque : Si le masque dispose d'une barrette métallique sur le haut, pincez-la délicatement autour du nez du patient pour épouser la forme de son nez. Assurez-vous que le masque est bien ajusté sur les côtés pour qu'il n'y ait pas de fuites d'air.
7. Fixez les lanières : Attachez les lanières élastiques derrière les oreilles du patient ou les boucles derrière sa tête pour maintenir le masque en place.
8. Assurez-vous du confort du patient : Vérifiez que le masque est confortable pour le patient et qu'il ne provoque pas d'inconfort excessif ou d'irritation.
9. Surveillez le patient : Pendant que le patient porte le masque, surveillez son état de santé et veillez à ce qu'il respire normalement.
10. Retirez le masque de manière appropriée : Lorsque le masque doit être retiré, suivez les mêmes précautions d'hygiène. Enlevez le masque en saisissant les lanières ou les boucles, sans toucher la partie avant du masque, et jetez-le immédiatement dans une poubelle appropriée.

Il est important de noter que l'application correcte du masque est cruciale pour garantir son efficacité et minimiser les risques de contamination. Assurez-vous de suivre les protocoles de votre établissement de soins de santé ou les directives locales pour le port de masques à usage médical.

Informations complémentaires

Produit à utiliser dans les 5 ans à partir de la date de fabrication.

Valve compatible IRM.

Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Utilisation	Usage unique
Conforme 10g	Non
Matière	PC Polyéthylène haute densité (crochet) et silicone (valve)
Unité de vente	A l'unité
Tailles disponibles	Taille 2/3/4/5
Livré avec	Valve compatible IRM
Classification	Dispositif médical de Classe 2a
Partie du corps	

Références

Réf. 322221	Masque pour insufflateur usage unique avec valve compatible irm - T2 Enfant
Réf. 322222	Masque pour insufflateur usage unique avec valve compatible irm - T3 Adolescent
Réf. 322223	Masque pour insufflateur usage unique DMT avec valve compatible IRM - T4 Adulte
Réf. 322224	Masque pour insufflateur usage unique DMT avec valve compatible IRM - T5 Adulte fort

Photos



BAVU



DIMENSIONS



DIMENSIONS



DIMENSIONS



DIMENSIONS

	T2 ENFANT	T3 ADO	T4 ADULTE	T5 ADULTE FORT
l	9cm	11cm	13cm	15cm
h	9cm	11cm	13cm	15cm
Ø	3.5cm	5cm	6cm	7cm



T5



T4

Masque insufflateur usage unique - 4 tailles Masque insufflateur usage unique - 4 tailles Masque insufflateur usage unique - 4 tailles



T3



T2



Masque insufflateur usage unique - 4 tailles Masque insufflateur usage unique - 4 tailles Masque insufflateur usage unique - 4 tailles