



[Fiche technique]

Urinal homme gradué en pehd contenance 1L

Réf. 292101 - 292106

2 CHOIX

Urinal homme gradué en pehd contenance 1L

Réceptacle en plastique blanc et gradué où l'urine est facilement visible et mesurable.

Urinal pour homme permettant de recueillir facilement l'urine en position allongée ou semi-assise.

Urinal homme disponible sous deux versions :

- Avec poignée et sans bouchon.
- Ou sans poignée et avec bouchon.

Assurer un environnement propre en évitant tout risque de fuite grace au [protège bassin](#) Care bag.

Description du produit :

- Matériau : Polyéthylène haute densité (PEHD), un plastique robuste et résistant aux chocs.
- Capacité : 1 litre.
- Graduation : Marquage gradué sur le côté pour mesurer le volume d'urine recueilli.
- Design : Conçu pour être ergonomique et facile à utiliser. Généralement, il a une large ouverture et un bouchon hermétique pour éviter les fuites.
- Portabilité : Léger et facile à transporter, souvent avec une poignée pour une meilleure prise en main.
- Hygiène : Facile à nettoyer et à désinfecter.

Utilisation :

- Patients alités : Idéal pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer facilement, comme les patients alités ou les personnes âgées.
- Voyages : Pratique pour les voyages en voiture ou en camping où l'accès à des toilettes peut être limité.
- Soins à domicile : Utilisé par les soignants pour faciliter la gestion des besoins urinaires des patients à domicile.

Avantages du PEHD :

- Durabilité : Résistant aux fissures et aux cassures.
- Légèreté : Facile à manipuler même pour les personnes ayant une force réduite.
- Résistance chimique : Ne réagit pas avec l'urine ou les produits de nettoyage, ce qui garantit une longue durée de vie et une hygiène optimale.

Comment nettoyer un pistolet urinoir médical?

Pour nettoyer un pistolet urinoir médical, voici les étapes à suivre :

1. Vider et rincer : Videz l'urinal et rincez-le à l'eau claire pour enlever les résidus.
2. Laver : Utilisez un détergent doux ou un produit de nettoyage adapté aux dispositifs médicaux. Évitez les produits abrasifs.
3. Désinfecter : Appliquez un désinfectant médical, en veillant à bien couvrir toutes les surfaces internes et externes.
4. Rincer à nouveau : Rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer toute trace de produit.
5. Séchage : Laissez sécher à l'air libre ou essuyez avec un chiffon propre.

Cela garantit un entretien adéquat et évite toute contamination.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter: [couvercle pour urinal homme gradué](#)

Informations complémentaires

Autoclavable à 121°C.

Caractéristiques techniques

Marque	Comed
Couleur	Blanc, Translucide
Utilisation	Réutilisable
Volume	1 litre
Conforme 10g	Non
Matière	Polyéthylène haute densité épaisseur 2 mm
Unité de vente	A l'unité
Entretien	Nettoyage avec une solution n'attaquant pas le PEHD.
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 280100 - Sac de rangement pour bassin de lit et urinal Réf. 970256 - Couvercle pour urinal homme gradué

Références

- Réf. 292106** Urinal homme - Sans poignée avec bouchon
Matière : Polypropylène
- Réf. 292101** Urinal homme - Avec poignée sans bouchon

Photos



2 CHOIX

Urinal homme gradué en pehd
contenance 1L



REF : 292106

AVEC BOUCHON

Pistolet Urinal médical homme
gradué en pehd contenance 1L



REF : 292101

AVEC POIGNÉE

Urinal homme gradué en pehd
contenance 1L