



[Fiche technique]

Drap de glisse 70 gr de transfert - 5 Cartons de 50 - 150x220 cm

Réf. 304870

Drap usage unique ambulance réalisé en non tissé 70 gr à base de polypropylène.
Ultra résistant à la traction et à la rupture.

Le [drap d'examen jetable](#) de 70 grammes est conçu pour offrir une solution pratique et hygiénique lors du transfert de patients d'un lieu à un autre, que ce soit au sein d'un établissement de soins médicaux ou à domicile. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce drap léger et résistant assure confort et sécurité pour le patient ainsi que pour les soignants.

Caractéristiques Principales :

- Poids : 70 grammes par mètre carré.
- Matériau : Fabriqué à partir de non-tissé de qualité médicale, garantissant une résistance fiable tout en restant doux au toucher.
- Dimensions : Disponible en différentes tailles pour s'adapter aux besoins variés des patients et aux différentes situations de transfert.
- Hygiène : Jetable et à usage unique pour prévenir la contamination croisée et maintenir des normes d'hygiène élevées.
- Barrières de Sécurité : Le drap est doté d'une capacité de glissement optimale pour faciliter le transfert en minimisant les frictions, réduisant ainsi les risques d'abrasions ou de blessures pour le patient et le personnel soignant.
- Normes : Dispositif de classe 1

Avantages :

- Confort : La texture douce du matériau assure un confort maximal pour le patient pendant le transfert.
- Facilité d'Utilisation : Le drap est léger et facile à manipuler, ce qui facilite son placement sous le patient.
- Hygiène et Praticité : En tant que produit jetable, il réduit le besoin de lavage et de nettoyage, ce qui simplifie le processus pour les soignants.
- Sécurité : Les caractéristiques de glissement réduisent les risques de frottements indésirables et de blessures potentielles.
- Polyvalence : Convient aux patients nécessitant un transfert dans différents contextes médicaux tels que les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, etc.

Utilisation :

- Placer le drap sous le patient en veillant à ce qu'il soit bien positionné pour faciliter le transfert.
- Procéder au transfert en faisant glisser doucement le patient sur le drap, en utilisant les poignées ou les sangles si disponibles.
- Une fois le transfert terminé, jeter le drap conformément aux directives de gestion des déchets médicaux.

Le drap jetable de transfert de 70 grammes est un outil essentiel pour améliorer l'efficacité des transferts de patients tout en maintenant un niveau élevé d'hygiène et de sécurité. Son design ergonomique et ses caractéristiques de qualité en font un choix idéal pour les établissements de soins et les professionnels de la santé soucieux du bien-être de leurs patients.


Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Dimensions	Déplié (Lxl) 150 x 220 cm. Plié (Lxlxh) 26 x 29 x 1,7cm
Couleur	Blanc
Conforme 10g	Non
Unité de vente	5 Cartons de 50 (sous emballage plastique)
Classification	Se reporter aux composants
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	304870
Étanche	Non

Photos



Acheter 5 cartons de drap jetable premium (70 gr - 150x220 cm)



Drap de glisse 70 gr pour ambulanciers



Emballage individuel drap jetable 70 gr dim. 150x220 cm



Résistance transfert drap jetable 70 gr constatée par huissier 150 kg