



[Fiche technique]

## Défibrillateur de formation Laerdal Nouvel AED Trainer

Réf. 422047

### 6 scénarios (au lieu de 3 précédemment)

Plusieurs modes: auto, semi-auto, adulte, enfant

Compatible avec l'application QCPR

6 scénarios de formation prédéfinis (adulte/enfant)


Simulez les scénarios les plus rencontrés:

- détection de rythmes choquables
- détection de rythmes non choquables
- mauvaise connexion des électrodes

- 1 > > Scenarios
- 2 > > Use the app to select scenarios for all devices
- 3 > Or press and hold and for 2 sec to select manually for each device
- 4 >
- 5 >
- 6 >

3 manières d'utiliser ce défibrillateur de formation Laerdal:

- Non connecté
- Connecté (Application QCPR)
- link



20-20094 rev. C

Compatible avec l'application gratuite QCPR de Laerdal. Ce défibrillateur de formation peut également être utilisé sans l'application.

Une solution plus durable

- 86 % d'émissions de CO<sub>2</sub> comparé à l'AED Trainer 2
- 60 % de matériaux recyclés

L'unité AED est fabriquée en plastique ABS recyclé à 60 %, la housse de transport contient du PET recyclé

Combien de sessions de formation peut-on réaliser avec cette nouvelle version de l'Aed Trainer?

- 200 heures d'autonomie
- Alimentation: 4 piles AA





## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Laerdal
<b>Alimentation</b>	4 piles AA
<b>Autonomie</b>	200 heures
<b>Livré avec</b>	Une paire d'électrodes de formation, une housse et des piles
<b>Garantie</b>	12
<b>Appareil connecté</b>	Oui
<b>Application</b>	QCPR
<b>Piles incluses</b>	Oui
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	197-01050

## Photos



Défibrillateur de formation Laerdal Nouvel AED  
Trainer



Défibrillateur de formation Laerdal Nouvel AED  
Trainer