

[Fiche technique]

Pansement hémostatique ChitoGauze XR Pro antimicrobien

Réf. 304074

Equipé d'une bande radio-opaque qui facilite l'identification du pansement lors des examens radiologiques.

- Pansement hémostatique conçu pour maîtriser efficacement les hémorragies externes.
- S'adapte à différents types de plaies permettant un contrôle rapide du saignement.
- Spécifiquement conçu pour réduire la dispersion de particules dans la plaie.
- Pansement hémostatique plié en Z imprégné de chitosane dans un emballage stérile pour une application facile.
- Très facile à appliquer et à enlever, sans retrait du caillot formé ni déchirure de la bande.
- Détectable aux rayons X.
- Pas de poudres ni de granulés.
- Découvrez notre gamme complète de [pansement compressif](#).

Informations complémentaires

4 encoches sont placées aux extrémités du sachet pour une ouverture rapide.

Ne contient pas de produits d'origine animale ni de composants allergènes.


Durée de vie : 60 mois.

Scellé sous vide.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(IxL) Déplié 7,5 cm x 3,65 m
Utilisation	Usage unique
Stérile	Stérile
Matière	Polyester Rayonne
Unité de vente	À l'unité
Poids	20,5 g
Instructions d'utilisation	Attention : si le pansement est coupé pour en obtenir un plus petit, s'assurer que l'élément radio-opaque est compris dans les parties restantes.
Entretien	Stocké dans une zone sèche, intérieure et propre, entre 11 et 26 °C
Classification	Dispositif médical de Classe 3


Photos



Pansement hémostatique
ChitoGauze XR Pro antimicrobien
avec emballage



Pansement hémostatique
ChitoGauze XR Pro antimicrobien
sans emballage



Pansement hémostatique
ChitoGauze XR Pro antimicrobien
sans emballage