



[Fiche technique]

Autopiqueur Unistik 3 - Boite de 100

Réf. 120029



Autopiqueur glycémie sécurisé à usage unique.

Indicateur de bon positionnement.

Indicateur de verrouillage pour éviter toute réutilisation.

Autopiqueur à usage unique convenant pour une utilisation sur tous types de peaux, y compris les peaux fines comme celles des enfants grâce à sa lancette très fine en biseau sur 3 côtés.

Pratique :

- Modèle à usage unique "tout en un"
- Format compact pour un transport facile
- Test de glycémie très rapide : manipulation en 2 temps (dévissage puis prélèvement)

Système sécurisé :

- La lancette se rétracte automatiquement après utilisation : toute réutilisation est impossible pour écarter tout risque d'infection ou contamination

Principe de la "zone de confort" :

- Sensation d'inconfort considérablement réduite : l'autopiqueur est doté de 8 picots qui appliquent une petite pression autour de la zone de prélèvement

Par boîte de 100 autopiqueurs pour test du niveau de glycémie dans le sang.

Informations complémentaires

Unistik 3 s'utilise en 2 gestes seulement : 1- dévisser puis 2- prélever (voir mode d'emploi).

Stérilisation : Rayonnement ionisants (25KGy).

Forme de l'embase : convexe.

Pénétration maxi : 1,8 mm.

Diamètre de la lancette : 28 G (0,375mm).

Volume de l'échantillon : 15 à 30 µl.

Mode de destruction : incinération.

Date de péremption : 5 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Owen Mumford
Caractéristiques produit	Stérilisation : Rayonnement ionisants (25KGy). Forme de l'embase : convexe. Pénétration maxi : 1,8 mm. Diamètre de la lancette : 28 G (0,375mm). Volume de l'échantillon : 15 à 30 µl. Mode de destruction : incinération. Date de péremption : 5 ans.
Couleur	Blanc, Lilas
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Plastique pointe métal- Sans latex
Unité de vente	Boite de 100
Normes et Certification	EN 46001
Instructions d'utilisation	S'utilise en 2 gestes seulement :1- dévisser puis2- prélever (voir mode d'emploi)
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	9018390000
Etanche	Non

Photos



autopiqueur glycémie



autopiqueur glycémie



autopiqueur glycémie usage unique



autopiqueur glycémie