



[Fiche technique]

Batterie aspirateur mucosité électrique LSU NiMH

Réf. 305888

LAERDAL LSU

12 volts, 2 ah ; autonomie de 4 heures, temps de charge 3 heures.

Batterie. Compatibilité avec aspirateur de mucosité Laerdal lsu

Batterie pour aspirateur a mucosité pompier LSU de grande autonomie : 4h minimum.

Batterie aspirateur de mucosité électrique rechargeable d'une capacité de 12VCC 2 Ah.

Temps de charge très rapide : 3h pour recharger 80%.

Risques de cette batterie:

- H228
- H250
- H334

Les codes H228, H250 et H334 font référence à des indications spécifiques de danger selon le système harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). Ces codes sont utilisés pour communiquer les risques associés à des substances chimiques. Voici une brève explication de chaque code :

- H228 - Matière solide inflammable :
 - Ce code indique que la substance en question est une matière solide qui peut s'enflammer facilement en présence d'une source d'inflammation, telle qu'une flamme ou une étincelle.
 - Risques associés : Risque d'incendie ou d'explosion si la substance est exposée à des conditions appropriées.
- H250 - Explosif en masse :
 - Ce code signifie que la substance peut devenir explosive lorsqu'elle est confinée en grande quantité.
 - Risques associés : Risque d'explosion si la substance est présente en masse importante, avec le potentiel de causer des dommages significatifs.
- H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation :
 - Ce code indique que l'inhalation de la substance peut provoquer des symptômes allergiques, des problèmes respiratoires ou de l'asthme chez certaines personnes sensibles.

Risques associés : Risque d'irritation des voies respiratoires, aggravation de l'asthme ou déclenchement de réactions allergiques chez les individus sensibles.

Accessoires compatibles gamme Laerdal LSU

- [Aspirateur de mucosité Laerdal LSU](#)
- [Support mural pour aspirateur LSU](#)
- [Bocal réutilisable 1000 ml pour LSU](#)
- [Poche d'aspiration Serres à usage unique 1 litre](#)

FAQ – Batterie NiMH pour aspirateur de mucosité Laerdal LSU

Cette batterie est-elle compatible avec tous les modèles d'aspirateurs LSU ?

Non, cette batterie est exclusivement compatible avec les aspirateurs de mucosité Laerdal LSU électriques. Veuillez vérifier le modèle exact de votre appareil avant l'achat.

Quelle est l'autonomie de la batterie une fois entièrement chargée ?

L'autonomie est d'environ 4 heures en usage continu, selon l'intensité d'utilisation de l'aspirateur. Elle peut varier légèrement en fonction des conditions environnementales et de l'état général de l'appareil.

Combien de temps faut-il pour recharger complètement la batterie ?

Un cycle de recharge standard permet d'atteindre 80 % de charge en 3 heures environ. Une charge complète nécessite entre 4 et 5 heures.

Combien de cycles de charge cette batterie peut-elle supporter ?

La batterie NiMH est conçue pour supporter entre 300 et 500 cycles de charge complets, selon l'utilisation et les conditions de stockage.

Peut-on utiliser l'aspirateur pendant que la batterie est en charge ?

Oui, si l'aspirateur est connecté à une source secteur, il peut être utilisé même si la batterie est en cours de recharge. Toutefois, cela peut ralentir le processus de charge.

Comment remplacer la batterie sur un aspirateur LSU ?

Le remplacement s'effectue simplement :

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le.
2. Retirez le compartiment batterie situé à l'arrière ou sous l'appareil.
3. Déconnectez la batterie usagée.
4. Insérez la nouvelle batterie NiMH en respectant les polarités.
5. Refermez le compartiment et chargez avant utilisation.

Que contient l'emballage de la batterie ?

- 1 x Batterie rechargeable NiMH 12 V – 2 Ah

Aucun câble ni adaptateur n'est fourni : la recharge s'effectue directement via l'aspirateur LSU avec son alimentation d'origine.

Comment se débarrasser d'une batterie usagée ?

Les batteries NiMH doivent être jetées dans des points de collecte spécifiques (déchetteries, magasins spécialisés) conformément à la réglementation sur les déchets électroniques. Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

Cette batterie est-elle garantie ?

Oui, la batterie est couverte par une garantie de 12 mois contre tout défaut de fabrication, à compter de la date d'achat. L'usure normale liée à l'usage n'est pas couverte.

Informations complémentaires

Des mises en charge successives de 3 heures ne sont pas recommandées.
Il est préférable de charger complètement la batterie

Caractéristiques techniques

Marque	Laerdal
Caractéristiques produit	Des mises en charge successives de 3 heures ne sont pas recommandées. Il est préférable de charger complètement la batterie
Couleur	Noir, Jaune
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	85075000
Référence fabricant (MPN)	780800
Etanche	Non

Photos



Batterie aspirateur mucosité électrique LSU NiMH laerdal



capacité Batterie aspirateur mucosité électrique LSU NiMH 12 volt avec autonomie 4heures et temps de chargement 3h



emplacement batterie aspirateur mucosité électrique LSU NiMH



mode d'emploi emplacement batterie aspirateur mucosité électrique LSU NiMH



batterie aspirateur mucosité électrique LSU NiMH