



[Fiche technique]

Chaise ambulance pliable Ferno Janett

Réf. 359364

Ergonomique, confortable et très maniable grâce à ses roues arrières et avants.

Pliage et dépliage en 1 seconde. Possibilité de monter/démonter les accoudoirs.

Certifiée conforme EN 1865.

- Chaise de transfert ambulancier permettant un déplacement facile des victimes à toutes épreuves, même sur des sols irréguliers.
- Très maniable :
 - Equipée de poignées avant et arrière.
 - Possède 4 grandes roues : 2 roues fixes à l'arrière et 2 roues pivotantes avec frein à l'avant.
- Sécurité et confort pour le patient :
 - Possède un repose-pieds avec une bande anti-dérapante.
 - Toile PVC très confortable.
 - Possibilité de rajouter en option deux accoudoirs (359372)
- Pratique et facile d'utilisation :
 - Pliage et dépliage en 1 seconde.
 - Nettoyage et désinfection facile de la chaise de transfert ambulance grâce à sa toile PVC déhoussable.
 - Présence d'une grande pochette à soufflet pour les documents et effets personnels ainsi que deux poignées permettant de transporter la chaise pliée.

Informations complémentaires

Accoudoirs facilement démontables pour gagner plus de place pour le stockage en ambulance.

Dimensions de l'assise de 47 x 46 cm.

Dimensions du dossier de 56 x 46 cm.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxpxh) Avec accoudoirs : Pliée 55,5 x 24 x 63,6 cm. Dépliée 55,5 x 71,5 x 92,1 cm . Sans accoudoir : Pliée 49,5 x 24 x 63,6 cm. Dépliée 49,5 x 71,5 x 92,1 cm
Caractéristiques produit	Dimensions (Lxpxh) Avec accoudoirs : Pliée 55,5 x 24 x 63,6 cm. Dépliée 55,5 x 71,5 x 92,1 cm . Sans accoudoir : Pliée 49,5 x 24 x 63,6 cm. Dépliée 49,5 x 71,5 x 92,1 cm
Couleur	Gris, Rouge
Conforme 10g	Non
Matière	Cadre en aluminium haute qualité Toile PVC traitée non feu (M2)
Unité de vente	A l'unité
Poids	9,2 kg
Charge maximale admissible	170
Livré avec	Toile à soufflet, 2 sangles de maintien 2 parties à boucle plastique.
Garantie	2 ans
Normes et Certification	EN 1865
Entretien	Nettoyage à l'eau chaude avec du savon. Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon ou utiliser un détergent doux.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9402900000
Référence fabricant (MPN)	41000
Accessoires et Consommables	Réf. 509011 - Sangles 2 parties Orange Ferno 270 x 4,7 cm Réf. 509004 - Sangles 2 parties Ferno 210 x 4,7 cm Réf. 509018 - Sangle 2 parties Ferno 140 x 4 cm Réf. 509016 - Sangles 2 parties Ferno 275 x 4,7 cm Réf. 507034 - Sangles 2 parties Ferno 150 x 5 cm Réf. 507002 - Sangle orange 2 parties pour barquette d'évacuation Réf. 503016 - Sangles 2 parties Ferno 152 x 5 cm Réf. 359367 - Roue avant de remplacement pour chaise Janett Réf. 359368 - Roue arrière de remplacement pour chaise Janett Réf. 359365 - Toile de remplacement pour chaise Janett Réf. 359366 - Poignée de remplacement pour chaise Janett Réf. 359369 - Frein pour roue arrière pour chaise Janett Réf. 359370 - Paire de poignées télescopiques pour chaise Janett

Photos



chaise portoir ferno ambulancier 4
roues avec charge maximum 170kg



chaise portoir avec 2 sangles



chaise portoir dimension



nettoyage chaise portoir