



EN 1865



[Fiche technique]

Chaise portoir d'ambulance Saver S-242

Réf. 503010

Certifiée conforme EN 1865, idéale pour les ambulances. Chaise portoir robuste et très facile à manipuler grâce à ses poignées avant et arrière ainsi que ses 4 roues à roulement à billes.

- Reconnue et considérée comme référence dans le monde de l'urgence, cette chaise portoir Ferno est à la fois économique et de grande performance permettant un déplacement aisé à toute épreuve même sur des sols irréguliers.
- Extrêmement maniable :
- Chaise portoir ambulance et d'escalier très facile à manipuler avec ses poignées avant et arrière, et ses 4 roues à roulement à billes avec revêtement en gomme de qualité supérieure.
- 2 roues fixes à l'arrière.
- 2 roues pivotantes freinées à l'avant.
- 2 poignées avant télescopiques, 4 poignées arrière repliables.
- Confort optimal du patient :
- 1 repose-pieds.
- Sécurité anti-plier pendant l'utilisation.
- Facile et pratique d'utilisation :
- La toile de cette chaise ambulance est remplaçable et facilement lavable.
- Pliage et dépliage faciles en seulement 2 secondes avec un seul mouvement à une main.

Informations complémentaires

Toile démontable par fermeture éclair.

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	(hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées rabattues. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x 42 cm. Hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm / avant 80 mm.
Caractéristiques produit	Dimensions : (hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées rabattues. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x 42 cm. Hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm / avant 80 mm.
Couleur	Orange
Conforme 10g	Non
Matière	Structure aluminium anodisé Toile en vinyle orange enduit anti-feu M1 Sangles en nylon
Unité de vente	A l'unité
Poids	9,4 kg
Charge maximale admissible	159 kg testé à 250 kg
Livré avec	3 sangles de maintien patient noires avec boucles plastique (livrées montées)
Garantie	1
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 1 Conforme EN 1865-4-2012
Instructions d'utilisation	Nettoyage à l'eau chaude à 40 °C avec du savon. Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Autres options disponibles	Pour le portage avec bretelles, il est nécessaire de prendre les références suivantes : Réf. 503012 - Chaise S242 avec anneaux de portage Réf. 1844 - Bretelles de portage
Partie du corps	
Code SH	9402900000
Référence fabricant (MPN)	60-0110-002


Photos



chaise portoir ambulance ferno en 1865 avec charge maximum 250kg



dimension chaise portoir



rangement facile de la chaise portable pliable



chaise portoir 3 sangles

NETTOYAGE



nettoyage de la chaise portoir