



[Fiche technique]

Clamp de Bahr anatomique stérile

Réf. 304787

Clamp de Bahr Anatomique Stérile

Description Générale

Le clamp de Bahr anatomique stérile, également connu sous le nom de clamp de Barr, est un dispositif médical de classe 1s spécialement conçu pour les interventions lors des accouchements d'urgence. Ce clamp joue un rôle crucial dans la gestion du cordon ombilical du nouveau-né, garantissant une coupe sûre et hygiénique.

Caractéristiques Principales

- **Fonction** : Le clamp de Bahr est utilisé pour sécuriser le cordon ombilical du nouveau-né immédiatement après la naissance. Il permet une coupe du cordon de manière sécurisée et hygiénique, essentielle dans les situations d'accouchement d'urgence.
- **Forme Anatomique** : Conçu avec une forme qui s'adapte parfaitement autour du cordon ombilical, ce clamp minimise le risque de pincement excessif ou d'inconfort pour le nouveau-né, offrant une protection optimale.
- **Stérilité** : Chaque clamp de Bahr est stérile, ce qui assure un environnement propre et sécurisé lors de son utilisation pendant les procédures d'accouchement. La stérilité est cruciale pour prévenir les infections et garantir la sécurité du nouveau-né.
- **Système d'Accroche Sécurisée** : Équipé d'un mécanisme de verrouillage qui empêche l'ouverture accidentelle, le clamp assure un maintien ferme autour du cordon ombilical. Cette fonctionnalité assure que le clamp reste en place jusqu'à ce qu'il soit retiré par un professionnel de la santé.
- **Sans Latex, Sans Phtalate** : Conçu sans latex ni phtalates, le clamp réduit le risque de réactions allergiques et d'irritations, garantissant ainsi une utilisation plus sûre pour les nouveau-nés et les mères.

Dimensions

- **Taille** : 3,8 cm, dimension optimale pour une utilisation efficace tout en restant confortable pour le cordon ombilical.

Utilisation

- **Usage Unique** : Conçu pour être utilisé une seule fois pour garantir une hygiène parfaite et éviter les risques de contamination croisée.

Unité de Vente

- Conditionnement : Vendu à l'unité, chaque clamp est fourni sous emballage individuel pour maintenir sa stérilité jusqu'à son utilisation.

Classification

- Dispositif Médical : Classé en tant que [dispositif médical](#) de Classe 1s, répondant aux normes de sécurité et d'efficacité pour les équipements médicaux.

Clampage du Cordon Ombilical

Le clampage du cordon ombilical est une procédure essentielle qui intervient immédiatement après la naissance pour assurer la sécurité du nouveau-né et faciliter les premières étapes de l'accouchement. Voici une vue d'ensemble des pratiques et des considérations associées au clampage du cordon ombilical.

Qu'est-ce que le Clampage du Cordon Ombilical ?

Le clampage du cordon ombilical consiste à appliquer un clamp (ou pince) spécialement conçu autour du cordon ombilical du nouveau-né. Cette procédure a pour but de :

1. Arrêter le Flux Sanguin : Le clampage interrompt le flux sanguin entre le placenta et le nouveau-né, permettant ainsi de couper le cordon de manière sécurisée.
2. Prévenir les Hémorragies : En bloquant le passage sanguin, le clampage aide à prévenir les saignements excessifs du cordon ombilical.
3. Faciliter le Sevrage : Le clampage permet de détacher le cordon du placenta sans risque pour la santé du bébé.

Procédure de Clampage

1. Préparation : Nettoyez et préparez les instruments nécessaires dans un environnement stérile. Assurez-vous que le clamp est stérile et prêt à l'emploi.
2. Clampage : Une fois que le cordon ombilical est visible après la naissance, placez le clamp à environ 2-3 cm du ventre du bébé. Appliquez le clamp en le serrant fermement autour du cordon pour arrêter le flux sanguin.
3. Coupe du Cordon : Après le clampage, le cordon ombilical peut être coupé entre le clamp et le placenta avec des ciseaux stériles. Cela permet de séparer le bébé du placenta.
4. Vérification : Assurez-vous que le clamp est bien fixé et que le cordon ne saigne pas. Surveillez le site du clampage pour détecter tout signe de complications.
5. Surveillance Post-Opératoire : Observez le cordon ombilical et la zone clampée pour toute anomalie ou complication éventuelle.

Considérations et Précautions

- Choix du Clamp : Utilisez un clamp conçu spécifiquement pour le cordon ombilical pour garantir une sécurité maximale.
- Température et Stérilité : Assurez-vous que le clamp est correctement stérilisé et maintenu à température ambiante jusqu'à son utilisation.
- Formation : Les professionnels de santé doivent être formés à l'utilisation correcte des clamps pour assurer une procédure sécurisée.

Où acheter clamp de bahr?

Sur SMSP, bien évidemment.

Pour acheter un clamp de bahr sur SMSP.fr, voici comment procéder :

1. Visitez le site SMSP.fr : Allez sur [SMSP.fr](https://www.sm-sp.fr) pour accéder à notre boutique en ligne.
2. Recherche du produit : Utilisez la barre de recherche du site et tapez "clamp de bahr" pour trouver le produit spécifique. N'oubliez pas d'accepter les cookies pour que la barre de recherche fonctionne.
3. Sélectionnez le produit : Une fois le clamp de bahr trouvé, cliquez sur le produit pour voir les détails, les spécifications, et le prix.
4. Ajoutez au panier : Si le produit correspond à ce que vous cherchez, ajoutez-le à votre panier.
5. Finalisez l'achat : Suivez les instructions pour finaliser l'achat, y compris l'ajout de vos informations de livraison et de paiement.

Informations complémentaires

Accroche sécurisée.

Forme anatomique.

Sans latex. Sans phtalate.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Taille 3,8 cm
Caractéristiques produit	Accroche sécurisée. Forme anatomique. Sans latex. Sans phtalate.
Couleur	Creme
Utilisation	Usage unique
Stérile	Sterile
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité (sous emballage individuel)
Classification	Dispositif medical de classe 1s
Partie du corps	
Code SH	90189084
Référence fabricant (MPN)	0111

Photos



Clamp de Bahr anatomique stérile



Clamp de Bahr anatomique stérile



Clamp de Bahr anatomique stérile



Clamp de Bahr anatomique stérile