



[Fiche technique]

## Couverture hydrogel Burnshield - Soin Brulure corps entier

Réf. 307012 - 307017

**100% NATUREL**

### Couverture hydrogel Burnshield - Soin Brulure corps entier

Pansement pour Brûlures à Grande Taille

#### Description du Produit

Le pansement pour brûlures est conçu pour recouvrir entièrement le corps d'un adulte (excepté le visage) en cas de brûlures sur une grande surface. Il utilise de l'hydrogel de grande taille pour offrir un soin complet et efficace.

#### Caractéristiques du Pansement

- Hydrogel de Grande Taille : Assure une couverture complète pour une protection optimale.
- Couverture Burnshield : Spécialement formulée pour une action rapide et efficace.

#### Avantages de la Couverture Burnshield

- Refroidissement Immédiat : La couverture refroidit instantanément la brûlure pour soulager la douleur.
- Interruption de l'Endommagement : Arrête la progression de la brûlure, minimisant les dommages aux tissus cutanés.
- Réhydratation Locale : Réhydrate la peau brûlée au niveau de la surface couverte, favorisant la guérison.

#### Produits Complémentaires

- Gamme Burnshield : Découvrez toute la gamme de pansements pour brûlures Burnshield sur smsp.
- Douche de Sécurité Portative : Conçue pour offrir un soulagement immédiat aux brûlures du visage et pour assurer un confort optimal aux patients.

Retrouvez sur smsp toute une gamme [pansement brûlure](#) burnshield et de [douche de sécurité portative](#) conçu pour apporter un soulagement immédiat et efficace aux brûlures du visage, offrant ainsi un confort et des soins optimaux aux patients.

## Informations complémentaires

Odeur : Très odorant. Parfum voisin du camphre et de l'eucalyptus.

Traitement des brûlures du 1er au 3e degrés ; des brûlures thermiques, chimiques et électriques.

PH variant de 5,5 à 7,5. Taux de stabilité -15°C +95°C.

Stockage : Endroit frais et sec n'excédant dans la mesure du possible pas 25°C.

Stérilisation : irradiation Gamma.

Durée de vie : 5 ans.

## Caractéristiques techniques

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marque</b>                     | Burnshield - Soin brulure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Caractéristiques produit</b>   | Odeur : Très odorant. Parfum voisin du camphre et de l'eucalyptus.<br>Traitement des brûlures du 1er au 3e degrés ; des brûlures thermiques, chimiques et électriques.<br>PH variant de 5,5 à 7,5.<br>Taux de stabilité -15°C +95°C.<br>Stockage : Endroit frais et sec n'excédant dans la mesure du possible pas 25°C.<br>Stérilisation : irradiation Gamma.<br>Durée de vie : 5 ans. |
| <b>Stérile</b>                    | Sterile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Conforme 10g</b>               | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Unité de vente</b>             | A l'unité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Instructions d'utilisation</b> | Les informations d'utilisation claires sont indiquées sur le sachet :<br>Ouvrir le sachet et sortir la couverture, l'appliquer sur le patient                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Classification</b>             | Dispositif médical de Classe 2b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Partie du corps</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Etanche</b>                    | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Références

|                    |                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. 307012</b> | Couverture hydrogel brulure Burnshield - 120x160 cm<br>Matière : Couverture : 100% laine vierge.<br>Livré avec : 1 housse de transport avec bandoulière                |
| <b>Réf. 307017</b> | Couverture hydrogel brulure Burnshield- 100x200 cm<br>Matière : Couverture : 100% coton<br>Emballage : Aluminium multicouches<br>Livré avec : Sous sachet. Sans housse |

Photos



**100% NATUREL**

couverture soin brulure sur corps entier burnshield



**DIMENSIONS**

dimension couverture brulure enfant




**DIMENSIONS**

dimension couverture soin brulure adulte



soin brulure burnshield



achat gamme burnshield



soin brulure 100% naturel