



[Fiche technique]

Défibrillateur de formation Mindray BeneHeart

Réf. 290322 - 290323

Défibrillateur de formation Mindray BeneHeart

2 modèles : avec ou sans écran

- Ce [défibrillateur de formation](#) reproduit fidèlement le fonctionnement du [défibrillateur automatique Beneheart](#).
- Possède 6 scénarios pour un entrainement conformes aux normes de la directive de l'AHA (American Heart Association).
- Le défibrillateur de formation est capable de simuler un choc électrique mais ne délivre bien évidemment pas d'énergie pour un entrainement en toute sécurité.
- Possède plusieurs modes afin de pouvoir simuler une défibrillation semi-automatique et entièrement automatique.
- Ce DAE formation est livré avec une télécommande (pour choisir et changer plus facilement les scénarios d'entrainement), électrodes adultes, sacoche de transport et manuel d'utilisation.
- Si vous cherchez un autre modèle de défibrillateur de formation, jetez un coup d'oeil à la catégorie.

Formation à la rcp ou de type AMD Alerter Masser Défibriller

De nombreux organismes proposent une formation dédiée pour apprendre à se servir d'un défibrillateur. La formation à l'utilisation d'un défibrillateur peut prendre plusieurs formes : ça va de l'initiation à de la formation avancée. Le nombre d'heures et le format (face à face pédagogique, nombre de participants) varient également.

En quoi consiste le contenu théorique et pratique de ce type de formation ?

La partie théorique va concerner la sensibilisation sur la reconnaissance d'une victime en arrêt cardio-ventilatoire.

La partie pratique va se concentrer sur l'utilisation d'un défibrillateur de formation. En l'occurrence, le défibrillateur de formation BeneHeart Mindray vous permettra de pratiquer un entraînement afin d'être prêt et à l'aise le moment venu.

Qui proposent des formations rcp ?

Par exemple, la Croix Rouge, la Protection Civile ou d'autres organismes de formation comme Securiprev. La formation peut également être un module d'une formation plus complète au secours, comme le psc1.

Egalement consultable sur notre blog: Faut-il faire une formation à l'utilisation d'un défibrillateur ?

(<https://www.smsp.fr/blog/faut-il-une-formation-pour-utiliser-un-defibrillateur>)

Pourquoi la formation rcp avec un défibrillateur de formation est cruciale pour être prêt le jour

J?

La formation RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire) avec un défibrillateur de formation est cruciale pour plusieurs raisons, afin de garantir que les personnes soient prêtes à intervenir efficacement en cas d'urgence réelle. Voici pourquoi cette formation est si importante :

1. Familiarité avec l'équipement : Un défibrillateur peut sembler intimidant pour quelqu'un qui ne l'a jamais utilisé. La formation permet aux participants de se familiariser avec l'appareil, ses composants et son fonctionnement, ce qui réduit le stress et l'hésitation lors d'une urgence réelle.
2. Réduction du temps de réponse : En cas d'arrêt cardiaque, chaque seconde compte. La formation permet d'apprendre à utiliser le défibrillateur rapidement et efficacement, ce qui peut considérablement réduire le temps de réponse et augmenter les chances de survie de la victime.
3. Pratique des techniques de RCP : La RCP est une compétence pratique qui nécessite une répétition pour être maîtrisée. La formation offre l'opportunité de pratiquer les compressions thoraciques et les insufflations, ce qui améliore la qualité de la réanimation.
4. Coordination des actions : Lors d'une intervention d'urgence, il est crucial de coordonner les actions entre la RCP et l'utilisation du défibrillateur. La formation permet de s'exercer à cette coordination, ce qui est essentiel pour une intervention efficace.
5. Confiance en soi : La formation renforce la confiance des participants en leurs capacités à intervenir en cas d'urgence. Cette confiance est vitale pour agir rapidement et avec assurance, ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort.
6. Mise à jour des connaissances : Les recommandations en matière de RCP et d'utilisation des défibrillateurs évoluent régulièrement. Une formation continue permet de rester à jour avec les dernières techniques et protocoles.
7. Préparation psychologique : Être confronté à une situation d'urgence cardiaque est stressant. La formation permet de simuler ces situations et de préparer mentalement les participants à agir calmement et efficacement.

Informations complémentaires

Plusieurs langues disponibles : anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe, tchèque, roumain, hongrois, néerlandais, polonais, norvégien, suédois, danois, finlandais, bulgare, grec, hébreu, portugais, croate, lithuanien, estonien, islandais.

Caractéristiques techniques

Marque	Mindray
Dimensions	210 x 286 x 78 mm
Alimentation	DC12V - 8 piles type AA
Conforme 10g	Non
Poids	1.5 kg
Livré avec	Télécommande 1 paire d'électrodes adultes et câbles Manuel d'utilisation Sacoche de transport
Garantie	2 ans
Entretien	L'unité principale doit être nettoyée et désinfectée régulièrement. Cette procédure doit être renforcée dans les endroits particulièrement exposés à la pollution ou au sable. Les agents de nettoyages recommandés (optionnel) sont une solution à base de peroxyde d'hydrogène (3%) et d'éthanol (75%). Les électrodes doivent être conservées dans un endroit propre pour éviter la poussière, les substances huileuses, le matériel collant et autres contaminants, sinon la viscosité des patches diminuera. Coller les patches sur leur emballage d'origine plutôt que d'autres pour prolonger la durée de vie.
Partie du corps	
Étanche	Non

Références

Réf. 290322 Défibrillateur de formation sans écran Mindray C1A

Réf. 290323 Défibrillateur de formation avec écran Mindray C2

Photos

