



[Fiche technique]

## **Drap jetable 60 gr de transfert - Carton de 50 - 150x220 cm**

Réf. 304850



**Pour la protection des brancards et le transfert des victimes.**

**Capable de supporter un patient jusqu'à 150 kg.**

**Très grande résistance à la traction et à la rupture.**

Les [draps de transfert](#) de 60 grammes est un drap non-tissé, à usage unique, conçu pour le transfert des patients. Il est fabriqué à partir d'une matière douce et respirante, qui offre un confort optimal au patient. Le drap de transfert il vous assurera une très grande résistance à la traction et à la rupture, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les milieux hospitaliers ou médicaux.

Le drap jetable de transfert peut être utilisé pour le transfert de patients de tous âges et d'un poids allant jusqu'à 150kg. Le drap est également facile à utiliser et à nettoyer. Il suffit de le jeter après chaque utilisation. Le drap de glisse pour transfert est un produit hygiénique et pratique, qui permet de faciliter le transfert des patients. Il est un élément indispensable dans les milieux hospitaliers et médicaux.

### Caractéristiques:

- Fabriqué en non-tissé
- Usage unique
- Doux et respirant
- Disponible en différentes tailles et grammage
- Facile à utiliser

### Avantages:

- Hygiénique
- Pratique
- Permet de faciliter le transfert des patients
- Idéal pour une utilisation dans les milieux hospitaliers et médicaux

### Utilisations:

- Transfert des patients de tous âges
- Poids maximum de 150kg
- Utilisation dans les milieux hospitaliers et médicaux
- Transfert des patients vers et depuis les lits, brancards, fauteuils roulants, etc.

- Transfert des patients entre les différentes salles d'un hôpital ou d'un centre médical
- Transfert des patients lors d'examens ou de traitements

#### Conseils d'utilisation:

- Dépliez le drap et placez-le sous le patient.
- Soulevez le patient et placez-le sur le drap.
- Transférez le patient vers la destination souhaitée.
- Jetez le drap après chaque utilisation

#### Drap de protection multi-supports

Un drap de protection est généralement utilisé pour protéger une surface médicale contre la contamination ou pour protéger le patient d'une surface potentiellement contaminée. Voici quelques exemples de supports médicaux sur lesquels on peut installer un drap de protection :

- Civières
- Brancard
- Matelas à dépression (mid)
- Chaise portoir

#### Quels sont les avantages d'un drap de transfert?

- Confort du patient blessé
- Pratique et économique
- Rapidité: comparez le temps de décontamination d'une surface en contact avec et sans drap.

#### Ce drap est un dispositif médical de classe 1

□

- Conforme aux exigences et normes relatives en France
- Validé IFTH Institut Français du textile et de l'habillement
- Test de résistance réalisé devant huissier

#### Où acheter des draps pas chers?

Sur SMSp, bien évidemment. En fonction de vos besoins, vous trouverez différentes offres sur notre site: à l'unité c'est-à-dire au carton, par lot de 5 cartons, par lot de 10 cartons et par palette à la demande. Plus la quantité est importante, plus vous bénéficiez d'un prix attractif. En effet, vous bénéficiez d'un prix dégressif à chaque pallier.

#### Drap à usage unique et recyclage?

La matière qui constitue le drap est le polypropylène. C'est un matériau recyclable, qui se composte. Le produit est d'ailleurs lui-même constitué à un faible pourcentage par de la matière recyclée.

A partir du moment où le drap usagé est non souillé (sang, liquide, autre ...), il est considéré comme un déchet non dangereux type DAOM. A ce titre, il est traité comme un déchet classique.

Les déchets non dangereux, assimilables à des ordures ménagères (DAOM), qui ne présentent pas de risques, ni infectieux, ni chimiques-toxiques, ni radioactifs. Les déchets d'activités de soins assimilables aux ordures ménagères sont constitués notamment d'emballages, cartons, papier essuie-mains, draps d'examens ou champs non souillés

## Informations complémentaires

---

Supporte une personne jusqu'à 150 kg (testé par huissier).

## Caractéristiques techniques


---

<b>Dimensions</b>	Déplié (Lxl) 150 x 220 cm. Plié (Lxlxh) 26 x 29 x 1,7 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Supporte une personne jusqu'à 150 kg (testé par huissier).
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Stérile</b>	Non sterile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	En non-tissé, 100% polypropylène
<b>Unité de vente</b>	Carton de 50 (sous emballage individuel)
<b>Grammage</b>	60
<b>Charge maximale admissible</b>	150
<b>Garantie</b>	12
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	5603121090
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	304850
<b>Type de drap</b>	Drap a usage unique
<b>Etanche</b>	Non

## Photos



Drap jetable 60 gr de transfert -  
Carton de 50 - 150x220 cm



Drap jetable 60 gr de transfert -  
Carton de 50 - 150x220 cm



Drap jetable 60 gr de transfert -  
Carton de 50 - 150x220 cm



Drap jetable 60 gr de transfert -  
Carton de 50 - 150x220 cm