



[Fiche technique]

Rince oeil Plum - Coffret mural étanche 2 flacons

Réf. 970520

**Armoire de secours pour un lavage oculaire rapide et efficace en cas de projection de corps étrangers dans l'œil.
Adapté aux sites de travail sales et poussiéreux.**

- Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % pour un premier soin oculaire optimal : à utiliser en cas de projection de tous corps étrangers dans les yeux tels que des impuretés, de la poussière, des copeaux de bois ou des limailles de fer.
- Avec 2 flacons rince oeil PLUM de 500 ml, idéaux pour les environnements de travail sales et poussiéreux. Egalement, pour les équipes mobiles.
- Armoire de premiers secours étanche en polystyrène expansé à fixer au mur.
- Le couvercle frontal à ouverture rapide dispose d'un miroir et de pictogrammes d'aide à l'utilisation : fort utiles pour l'utilisateur en cas d'urgence.
- Lave oeil avec oeillère ergonomique : assure un flux de liquide efficace, fin et régulier.
- A usage unique, jetez après ouverture.
- Temps de lavage : env. 2 x 5 mn.
- Ne nécessite aucun entretien.

Découvrez notre [large gamme de lave oeil](#).

Informations complémentaires

Conservation optimale entre 5 et 35°C.


Date de validité de 3 ans pour les flacons non ouverts.

Disponible aussi en version chauffante avec alimentation 12 ou 24 V (nous consulter).

Caractéristiques techniques

Marque	Plum
Dimensions	(Lxlxh) 28 x 23 x 11 cm
Caractéristiques produit	Température d'entreposage entre 5 et 35°C Validité de 3 ans pour les flacons non ouverts.
Composition de l'ensemble	1 coffret 2 flacons de lave oeil Plum
Couleur	Vert
Utilisation	Usage unique
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Boitier en polystyrène résistant Solution stérile de chlorure de sodium (0,9%)
Unité de vente	A l'unité
Poids	1.37 kg
Livré avec	Visserie de fixation murale (3 vis + 3 chevilles)
Instructions d'utilisation	Temps de rinçage préconisé : environ 10 minutes. Il est ensuite conseillé de continuer le lavage avec le flacon lave-œil à base de solution Saline jusqu'à l'intervention du médecin.
Entretien	Remplacer le flacon après utilisation
Classification	Dispositif medical de classe 1s
Autres options disponibles	Disponible aussi en version chauffante avec alimentation 12 ou 24 V (nous consulter).
Partie du corps	
Code SH	3307900000
Référence fabricant (MPN)	4650
Accessoires et Consommables	Réf. 970530 - Coffret mural étanche pour rince oeil Plum - livré vide

Photos



Rince oeil Plum - Coffret mural étanche 2 flacons



Rince oeil Plum - Coffret mural étanche 2 flacons



Rince oeil Plum - Coffret mural étanche 2 flacons

