



[Fiche technique]

## **Pansement Urgo extensible dimensions 20x72mm couleur chair - La boîte de 1000**

Réf. 120047



**Pansement extensible de haute tolérance cutanée. Avec compresse centrale neutre permettant un retrait facile et indolore.**

**Dimensions 20x72mm Couleur chair**

- Pansement extensible de haute tolérance cutanée.
- Avec compresse centrale neutre permettant un retrait facile et indolore.
- Son support en non tissé extensible en tous sens permet de suivre tous les mouvements de la peau offrant ainsi un confort optimal.

## **Informations complémentaires**

Traité hydrophobe, masse adhésive acrylique.

Présenté avec deux ailettes de préhension en polyéthylène.

Adhésivité prolongée dans le temps et pouvoir compressif grâce aux propriétés d'extensibilité. Compresse centrale non-tissé à forte absorption.

Pansement discret avec sa couleur chair.

Péremption: 5 ans.

Indiqué pour :

- La protection après injection ou prise de sang.
- La protection des petites plaies ou coupures sur toutes les parties du corps, en particulier pour les peaux sensibles.
- La compression après prise de sang pour éviter la formation d'hématome.


## Caractéristiques techniques

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                     | Urgo                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensions                 | 20 x 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caractéristiques produit   | Traité hydrophobe, masse adhésive acrylique.<br>Présenté avec deux ailettes de préhension en polyéthylène.<br>Adhésivité prolongée dans le temps et pouvoir compressif grâce aux propriétés d'extensibilité. Compresse centrale non-tissé à forte absorption.<br>Péremption: 5 ans. |
| Couleur                    | Chair Clair                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conforme 10g               | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Matière                    | Compresse en viscose recouverte d'un film polyéthylène anti-adhérent.                                                                                                                                                                                                               |
| Unité de vente             | Sachet individuel en Boîte de 1000                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Normes et Certification    | Dispositif médical de classe 1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Instructions d'utilisation | Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher soigneusement la plaie et son pourtour. Appliquer le pansement en lissant soigneusement les bords. A renouveler au moins deux fois par jour.                                                                                                |
| Classification             | Dispositif medical de classe 1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Partie du corps            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Code SH                    | 300510000000                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Référence fabricant (MPN)  | 754047                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Photos

**AVIS**

boite de 1000 urgo pansement pour  
traitement des plaies

**DIMENSIONS**

dimension pansement urgo