



[Fiche technique]

## **Tête de gestion des voies aériennes pour Resusci Anne QCPR**

Réf. 321059

**Permet d'intégrer la technique de la gestion des voies aériennes (canule de Guédel...) dans votre programme de formation à la RCP en transformant votre Resusci Anne.**

- Avec les nouvelles recommandations, l'équipier secouriste devra bientôt maîtriser l'utilisation de la canule de Guédel en cas de difficulté de ventilation au masque.  
Les mannequins secourisme possèdent une solution hygiénique rendant impossible cette formation.  
Avec ce kit, vous pourrez enseigner la pose de la canule de Guédel et bien d'autres techniques.
- Voies aériennes très réalistes
  - Anatomie réaliste des cordes vocales.
  - Peau et tissus souples et résistant pour plus de réalisme. Sensation et toucher proches de la réalité.
  - Les gestes sont donc réalisés de manière naturelle.
- Apprentissage des techniques de base :
  - canule oro-pharyngée
  - masque laryngé
  - bascule de la tête
  - subluxation de la mâchoire
  - pression cricoïde
  - contrôle des pupilles
  - ventilation à l'insufflateur
  - gestion d'un patient intubé
- Bénéfice économique : ce kit vous permet de mettre à jour votre mannequin Resusci Anne existant.

## Caractéristiques techniques

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Marque                    | Laerdal      |
| Couleur                   | Chair Clair  |
| Conforme 10g              | Non          |
| Unité de vente            | A l'unité    |
| Classification            | Non concerne |
| Partie du corps           |              |
| Référence fabricant (MPN) | 316000       |