



[Fiche technique]

ANIOSPRAY SURF 29 - Désinfectant ANIOS Surfaces

Réf. 970069 old

Produit désinfectant médical ANIOS pour la désinfection rapide et efficace : des surfaces, du matériel médical, des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs préalablement nettoyés.

Aniospray ultra efficace et actif sur les virus enveloppés en 1 minute.

Désinfectant Anios compatible avec tous types de matériaux.

Aniospray 29 prêt à l'emploi, limpide et incolore.

Ne laisse pas de trace au séchage, ni de film gras après pulvérisation.

Le pistolet pulvérisateur est livré en option.

Découvrez également le désinfectant [surfanios](#) premium.

Informations complémentaires

PH à +20°C : environ 5,5.

Pourcentage d'éthanol : 29% v/v.

1 pression délivre 1ml de produit.

Ne laisse pas de trace au séchage, ni de film gras après pulvérisation.

Compatible avec tous types de matériaux.

Stocker entre +5°C et +25°C.

Bactéricide, lévuricide conforme à la norme NF T 72-281.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Caractéristiques techniques

Volume	1 litre
Normes et Certification	Actif sur : - Bactéries : EN1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281 (Temps de contact 5 min.) - Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, NF T 72-281 (Temps de contact 5 min.) - Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 (Temps de contact 30 min.) - Virus : PRV (virus modèle HCV), BVDV (virus modèle HBV), HSV, Vaccinia virus (Temps de contact 1 min.)
Accessoires et Consommables	Réf. 970968 - Pistolet pulvérisateur seul
Accessoires et Consommables	Réf. 970968 - Pistolet vaporisateur pour Aniospray Surf 29

Références