



[Fiche technique]

Attelle carton pour pied et cheville

Réf. 244020

Pour une immobilisation thérapeutique de la cheville et du pied.

Très facile et rapide à mettre en place.

Très peu encombrante, peut être stockée à plat.

- Attelle carton idéale pour les services d'urgence ou les interventions sur un accident.
- Conçue pour l'immobilisation du pied et de la cheville.
- Légère et pliable, stockée à plat, se met en place en quelques secondes grâce au concept de fermeture par bandes agrippantes.
- L'attelle peut être conservée pendant une IRM ou radio car elle ne possède aucune partie métallique.
- S'adapte parfaitement à l'anatomie de la jambe grâce à son stabilisateur et sa partie postérieure souple permet de limiter toute rotation de la jambe au repos.
- Grand confort d'utilisation pour le patient grâce à la légèreté de l'attelle carton.
- Fabrication française.

Vous recherchez une [attelle a depression jambe](#) ? Consultez notre sélection sur smsp.fr.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Dimensions | (hxp) 36.5 x 24.5 cm |
| Couleur | Bleu, Blanc |
| Utilisation | Usage unique |
| Stérile | Non sterile |
| Conforme 10g | Non |
| Matière | Matériau cellulosique recyclable |
| Unité de vente | A l'unité |
| Poids | 153 g |
| Tailles disponibles | Taille unique |
| Normes et Certification | ISO 9001 ISO 13485 |
| Instructions d'utilisation | Préformer l'orthèse en accentuant les pliages. Imbriquer le fond dans le côté droit de l'attelle. Refermer le côté gauche en insérant la languette dans le fond. Maintenir la jambe grâce aux bandes agrippantes. |
| Classification | Dispositif medical de classe 1 |
| Partie du corps | |
| Code SH | 9021101000 |
| Référence fabricant (MPN) | ATTELLE HEXOR |
| Quelle fonctionnalité recherchez vous? | Souple |
| Quel age a la victime que vous souhaitez transférer? | Adulte |
| Quelle configuration du produit recherchez-vous? | A l'unité |
| Poids du produit | 0.15 |

Photos

