



[Fiche technique]

## Attelle de traction humérale Sober

Réf. 240900

Attelle de traction pour membre inférieur

L'ensemble de l'attelle de traction Sober contient :

- un manchon à positionner sur l'avant-bras
- un holster
- des sangles dont une avec étrier

Si le patient est conscient, il peut lui-même régler l'attelle

Vous avez besoin d'une [attelle de bras](#) ? Nous avons ce qu'il vous faut sur [smsp.fr](#).

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Sober
<b>Composition de l'ensemble</b>	Un manchon d'avant-bras Un holster Des sangles dont une munie d'un étrier
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Partie du corps</b>	Jambe
<b>Quelle fonctionnalité recherchez vous?</b>	Rigide
<b>Quel âge a la victime que vous souhaitez transférer?</b>	Adulte
<b>Quelle configuration du produit recherchez-vous?</b>	A l'unité
<b>Étanche</b>	Non

## Photos



Attelle de traction humérale  
Sober



Le patient "conscient" règle lui-même la traction avec son pied.  
La contre-traction se fait par l'aider sur l'épaule saine



Traction par le pied du patient conscient et par la tête du brancard. Option rapide pour entrer la pose du linge



Traction à l'aide du pied et de la tête du brancard (patient inconscient)

Attelle de traction humérale  
Sober