



[Fiche technique]

## **Brassard décontaminable pour tensiomètre CLINIC - SPENGLER**

Réf. 292215 - 292216 - 292217

### **Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Tensiomètres manopoles Spengler Clinic**

- Conçu pour prévenir efficacement les infections nosocomiales.
- Fréquemment utilisé dans le cadre des isolements septiques et de la lutte contre les épidémies.
- Brassard de tensiomètre décontaminable à froid par immersion dans les solutions répondant aux normes.
- Ce brassard s'adapte uniquement aux tensiomètres Spengler "Clinic"
  
- Différentes tailles sont disponibles :
  - Taille enfant (S) : 13 à 21cm
  - Taille adulte (M) : 20 à 28 cm
  - Taille adulte large (L) : 27 à 27 cm
  
- Les brassards décontaminables de la gamme "Spengler Clinic" sont compatibles avec les solutions désinfectantes Anios :
  - [Stéranios 2%](#)
  - [Surfa safe](#)

## **Informations complémentaires**

Fermeture par velcro.

Poche gonflable/sans latex.

Connecteur 1/4 tour femelle.

Tubulure du brassard équipée de connecteur avec obturateur ou clamp pour le lavage.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Spengler
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Stérile</b>	Non Stérile
<b>Matière</b>	Brassard en polymex (nylon traité polyuréthane) Tube en PVC
<b>Poids</b>	165 g
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Instructions d'utilisation</b>	Raccorder le raccord femelle du brassard au raccord mâle du tensiomètre puis positionner le brassard autour du bras du patient
<b>Entretien</b>	Nettoyage/pré-désinfection : immerger dans une solution préconisée pendant 5 min, rincer et sécher Désinfection : vaporiser de l'alcool sur toute la surface et sécher Lavage : en machine à 40° C. (brassard fermé)
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1

## Références

<b>Réf. 292217</b>	Brassard Clinic enfant - Taille S Poids : 102 g
<b>Réf. 292216</b>	Brassard Clinic adulte - Taille M Poids : 129 g
<b>Réf. 292215</b>	Brassard Clinic adulte - Taille L Poids : 166 g