



[Fiche technique]

# Chaise ambulance pliable Ferno Janett

Réf. 359364

Ergonomique, confortable et très maniable grâce à ses roues arrières et avants.

Pliage et dépliage en 1 seconde. Possibilité de monter/démonter les accoudoirs.

#### Certifiée conforme EN 1865.

- Chaise de transfert ambulancier permettant un déplacement facile des victimes à toutes épreuves, même sur des sols irréguliers.
- Très maniable :
  - Equipée de poignées avant et arrière.
  - Possède 4 grandes roues : 2 roues fixes à l'arrière et 2 roues pivotantes avec frein à l'avant.
- Sécurité et confort pour le patient :
  - Possède un repose-pieds avec une bande anti-dérapante.
  - Toile PVC très confortable.
  - Possibilité de rajouter en option deux accoudoirs (359372)
- Pratique et facile d'utilisation :
  - Pliage et dépliage en 1 seconde.
  - Nettoyage et désinfection facile de lachaise de transfert ambulance grâce à sa toile PVC déhoussable.
  - Présence d'une grande pochette à soufflet pour les documents et effets personnels ainsi que deux poignées permettant de transporter la chaise pliée.

## Informations complémentaires

Accoudoirs facilement démontables pour gagner plus de place pour le stockage en ambulance.

Dimensions de l'assise de 47 x 46 cm.

Dimensions du dossier de 56 x 46 cm.



## Caractéristiques techniques

Dimensions (Lxpxh) Avec accoudoirs: Pliée 55,5 x 24 x 63,6 cm. Dépliée 55,5 x 71,5 x 92,1 cm. Sans accoudoir: Pliée 49,5

x 24 x 63,6 cm. Dépliée 49,5 x 71,5 x 92,1 cm

Caractéristiques produit Dimensions (Lxpxh) Avec accoudoirs : Pliée 55,5 x 24 x 63,6 cm. Dépliée 55,5 x 71,5 x 92,1 cm . Sans

accoudoir : Pliée 49,5 x 24 x 63,6 cm. Dépliée 49,5 x 71,5 x 92,1 cm

Couleur Gris, Rouge

Conforme 10g Non

Matière Cadre en aluminium haute qualité

Toile PVC traitée non feu (M2)

Unité de vente A l'unité

Poids 9,2 kg

Charge maximale admissible 170

Livré avec Toile à soufflet, 2 sangles de maintien 2 parties à boucle plastique.

Garantie 24

Normes et Certification EN 1865

**Entretien** Nettoyage à l'eau chaude avec du savon.

9.2

Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon ou utiliser un détergent doux.

Classification Dispositif medical de classe 1

Partie du corps

Poids du produit

**Code SH** 9402900000

Référence fabricant (MPN) 41000

Accessoires et Consommables Réf. 509011 - Sangles 2 parties Orange Ferno 270 x 4,7 cm

Réf. 509004 - Sangles 2 parties Ferno 210 x 4,7 cm Réf. 509018 - Sangle 2 parties Ferno 140 x 4 cm Réf. 509016 - Sangles 2 parties Ferno 275 x 4,7 cm Réf. 507034 - Sangles 2 parties Ferno 150 x 5 cm

Réf. 507002 - Sangle orange 2 parties pour barquette d'évacuation

Réf. 503016 - Sangles 2 parties Ferno 152 x 5 cm


Réf. 359367 - Roue avant de remplacement pour chaise Janett Réf. 359368 - Roue arrière de remplacement pour chaise Janett Réf. 359365 - Toile de remplacement pour chaise Janett Réf. 359366 - Poignée de remplacement pour chaise Janett Réf. 359369 - Frein pour roue arrière pour chaise Janett

Réf. 359370 - Paire de poignées télescopiques pour chaise Janett



#### **Photos**







chaise portoir avec 2 sangles



chaise portoir dimension



nettoyage chaise portoir