





[Fiche technique]

## Chaise portoir d'ambulance Saver S-242

Réf. 503010

Certifiée conforme EN 1865, idéale pour les ambulances. Chaise portoir robuste et très facile à manipuler grâce à ses poignées avant et arrière ainsi que ses 4 roues à roulement à billes.

- Reconnue et considérée comme référence dans le monde de l'urgence, cette chaise portoir Ferno est à la fois économique et de grande performance permettant un déplacement aisé à toute épreuve même sur des sols irréguliers.
- Extrêmement maniable :
- Chaise portoir ambulance et d'escalier très facile à manipuler avec ses poignées avant et arrière, et ses 4 roues à roulement à billes avec revêtement en gomme de qualité supérieure.
- 2 roues fixes à l'arrière.
- 2 roues pivotantes freinées à l'avant.
- 2 poignées avant télescopiques, 4 poignées arrière repliables.
- Confort optimal du patient :
- 1 repose-pieds.
- Sécurité anti-pliage pendant l'utilisation.
- Facile et pratique d'utilisation :
- La toile de cette chaise ambulance est remplaçable et facilement lavable.
- Pliage et dépliage faciles en seulement 2 secondes avec un seul mouvement à une main.

## Informations complémentaires

Toile démontable par fermeture éclair.



## Caractéristiques techniques

Marque Ferno

Dimensions (hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées rabattues. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x 42 cm.

Hauteur assise 48 cm. Dossier (LxI) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm / avant 80 mm.

Caractéristiques produit Dimensions : (hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées rabattues. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x

42 cm. Hauteur assise 48 cm. Dossier (LxI) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm / avant 80 mm.

**Couleur** Orange

Conforme 10g Non

Matière Structure aluminium anodisé

Toile en vinyle orange enduit anti-feu M1

Sangles en nylon

Unité de vente A l'unité

Poids 9,4 kg

Charge maximale admissible 159 kg testé à 250 kg

Livré avec 3 sangles de maintien patient noires avec boucles plastique (livrées montées)

Garantie 1

Normes et Certification Dispositif médical de classe 1

Conforme EN 1865-4-2012

Instructions d'utilisation Nettoyage à l'eau chaude à 40 °C avec du savon. Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon.

Classification Dispositif medical de classe 1

Autres options disponibles Pour le portage avec bretelles, il est nécessaire de prendre les références suivantes :

Réf. 503012 - Chaise S242 avec anneaux de portage

Réf. 1844 - Bretelles de portage

Partie du corps

**Code SH** 9402900000

Référence fabricant (MPN) 60-0110-002

Poids du produit 9.4




## **Photos**



chaise portoir ambulance ferno en 1865 avec charge maximum 250kg



dimension chaise portoir



rangement facile de la chaise portable pliable



chaise portoir 3 sangles



nettoyage de la chaise portoir