



[Fiche technique]

## **Brancard cuillère 2 parties et plan dur 2 en 1**

Réf. 506015

**Système 2 en 1 : civière de relevage et plan dur compatible rayon X.  
Convient pour immobiliser la victime et effectuer un relevage sécurisé.**

Civière de relevage 2 en 1 pratique et polyvalente : peut être utilisée comme plan dur pompier.

Robuste, avec 14 poignées ergonomiques.

Plan dur secourisme 2 parties que l'on peut séparer pour plus facilement la glisser sous la victime.

L'intervenant rassemble ensuite les 2 parties : cela permet de limiter fortement les mouvements de la victime lors du positionnement de la civière.

Brancard cuillère relevage pouvant également être utilisé comme plan dur une fois les 2 parties rassemblées.

Plan dur cuillère radiotransparent : compatible avec les rayons X

Non compatible IRM.

Peut se positionner sous la couche du brancard F2 BB et F2E.

Pour faciliter le transfert d'un patient du lit au brancard, un [brancard cuillère](#) est souvent utilisée pour minimiser le stress sur le patient et le personnel soignant.

## **Informations complémentaires**

ancard cuillèreSa forme incurvée offre à la victime plus de confort et minimise les risques de mouvements.

Ses poignées ergonomiques permettent aux sauveteurs de saisir facilement le plan dur.

Equipé de 10 broches permettant d'adapter des sangles à mousquetons de type "speed dip".

La civière flotte tant qu'il n'y a pas de charge dessus.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 184 x 42 x 6 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	10 poignées latérales et 4 poignées aux extrémités (passage mains 13 x 3,5 cm). 10 broches pour fixation de sangles Speedclip.
<b>Couleur</b>	Orange
<b>Matière</b>	Composant principal : Polyéthylène haute densité. Verrous : alliage d'aluminium.
<b>Unité de vente</b>	A l'unité sous carton
<b>Poids</b>	6.6 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	150 kg
<b>Normes et Certification</b>	Conforme à la norme EN1865.
<b>Entretien</b>	Nettoyage avec un chiffon ou une brosse souple. Utiliser de l'eau propre ou du produit de nettoyage neutre. Désinfection avec un produit en spray ou une lingette prévus à cet effet. Ne pas utiliser de produit à base d'iode ou acides et basiques.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1

## Photos



Brancard cuillère 2 parties et plan dur 2 en 1



Brancard cuillère 2 parties et plan dur 2 en 1



Brancard cuillère 2 parties et plan dur 2 en 1



Brancard cuillère 2 parties et plan dur 2 en 1