



[Fiche technique]

Dispositif intra osseux gamme Nio

Réf. 308080 - 308081 - 308082

Sécurité et stérilité garantie pour ce dispositif intra osseux

Ultra-rapide: accès vasculaire en moins de 10 secondes

Modèles disponibles en gamme Nio: adulte, pédiatrique

- Dispositif de perfusion intra-osseuse automatique (aiguille actionnée par un ressort), prêt à l'emploi.
- Permet un accès vasculaire facile, rapide (moins de 10 secondes) et sûr pour l'injection de médicaments ou solutés par voie intra-osseuse.
- L'injecteur intra-osseux doit être inséré dans le tibia en pédiatrie et l'humérus ou le tibia chez l'adulte.
- Dispositif adulte (noir-bleu).
- Dispositif pédiatrique (noir-rouge).
- L'aiguille peut rester en place jusqu'à 72 heures.
- A usage unique (réduit le risque de contamination croisée).
- Dispositif entièrement jetable et prêt à l'emploi.
- Aucune aiguille n'est apparente sur l'injecteur intra-osseux.

Où acheter pistolet intra osseux Nio?

Sur SMSP, bien évidemment.

Pour acheter un dispositif intra osseux sur SMSP.fr, voici comment procéder :

1. Visitez le site SMSP.fr : Allez sur [SMSP.fr](https://www.smsp.fr) pour accéder à notre boutique en ligne.
2. Recherche du produit : Utilisez la barre de recherche du site et tapez "dispositif intra osseux" ou "pistolet intra osseux" pour trouver le produit spécifique. N'oubliez pas d'accepter les cookies pour que la barre de recherche fonctionne.
3. Sélectionnez le produit : Une fois le pistolet intra osseux trouvé, cliquez sur le produit pour voir les détails, les spécifications, et le prix.
4. Ajoutez au panier : Si le produit correspond à ce que vous cherchez, ajoutez-le à votre panier.
5. Finalisez l'achat : Suivez les instructions pour finaliser l'achat, y compris l'ajout de vos informations de livraison et de paiement.

Informations complémentaires

Aucune aiguille apparente.

Réduction du risque de contamination croisée

Système de sécurité intégré.

Aucun entretien requis.

Durée de stérilité : 5 ans ou 3 ans à plus de 50° C.

Température de stockage : -40° C à + 55° C

Sous emballage individuel stérile

Caractéristiques techniques

Marque	Persys Medical
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Corps du dispositif : - Polycarbonate. - Makrolon 2530. Aiguille : - Laiton nickelé 306 (Acier inoxydable 316/302/304). Sans latex
Normes et Certification	ISO 13485:2016
Classification	Dispositif médical de Classe 2a
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

Réf. 308081	Injecteur NIO intra-osseux Pédiatrique Dimensions : (Lxlxh) 14,8 x 6,4 x 4,3 cm Aiguille 3,81 cm Couleur : Rouge/Noir Poids : 85,6 g
Réf. 308082	Injecteur NIO+ TACTICAL intra-osseux Dimensions : (Lxlxh) 13,9 x 5,7 x 2,73 cm Aiguille : 4,2 cm Couleur : Bleu/Noir Poids : 90 g
Réf. 308080	Injecteur NIO intra-osseux Adulte Dimensions : (Lxlxh) 14,8 x 6,4 x 4,3 cm Aiguille 4,2 cm. Couleur : Bleu/Noir Poids : 85,6 g

Photos

