



[Fiche technique]

Sac vomitoire DMT VOM - la pièce

Réf. 292105

Vendu à l'unité

Étanche

Volume 1000 ml - Gradué tous les 100 ml

Le sac vomitoire DMT VOM permet une utilisation simple en cas de nausées et incontinence urinaire.

Initialement prévu pour l'usage médical, il peut être utilisé dans dans la vie courante.

Pour le mal des transports : fermeture avec collerette en forme d'entonnoir et valve anti-retour permettant de rendre le sac vomitoire totalement étanche après usage.

Autre spécificité : le sac est gradué tous les 100 ml et dispose d'une collerette de la forme d'une "entonnoir".

Beaucoup de personnes achètent leur sac vomitoire dans les stations services ou les pharmacies. Anticipez et achetez le en ligne sur SMSP.

Ce [sac a vomir](#) ne possède pas encore d'avis. N'hésitez pas à partager avec d'autres utilisateurs votre expérience. A l'issue de votre achat, vous serez sollicité pour nous donner votre avis et attribuer une note au produit.

Informations complémentaires

Épaisseur du matériau : ≤ 1 mm.

Système de fermeture : entonnoir et valve anti-retour se referment automatiquement après utilisation pour éviter un renversement qui le rend totalement étanche après usage.


Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Dimensions	(Lxl) 15.5 x 36 cm
Caractéristiques produit	Epaisseur du matériau : ≤ 1 mm. Système de fermeture : entonnoir et valve anti-retour se referment automatiquement après utilisation pour éviter un renversement qui le rend totalement étanche après usage.
Couleur	Transparent
Stérile	Non sterile
Volume	1000 ml - Gradué tous les 100 ml
Conforme 10g	Non
Matière	Sac en polyéthylène - Collerette en carton résistant - sans latex
Unité de vente	A l'unité
Poids	20 g l'unité
Garantie	1
Instructions d'utilisation	Déplier le sac et le maintenir le cône en hauteur. Pousser les extrémités du cône vers le centre pour former un entonnoir. Evacuer vomissement ou urine du cône dans le sac. L'entonnoir et la valve anti-retour se referment automatiquement après utilisation pour éviter tous risques de renversements.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	3926909290
Etanche	Non
Poids du produit	0.02

Photos



Sac vomitoire DMT VOM - la pièce



Sac vomitoire DMT VOM - la pièce



Sac vomitoire DMT VOM - la pièce