



[Fiche technique]

Electrode pression ronde 50 mm moniteur multiparamétrique Innocare

Réf. 120072

Electrode pression ronde 50 mm pour moniteur multiparamétrique Innocare

Electrode pour moniteur multiparamétrique INNOCARE'S.

Electrode utilisable sur le torse d'un adulte et d'un enfant.

Conception ronde de 50mm micropore avec du gel conducteur solide.

Informations complémentaires

Sans latex, sans phtalates, sans produits d'origine animale.

Contact par senseur Ag/AgCl

Durée optimale d'utilisation : 48 heures.

Durée maximale d'utilisation : 72 heures.

Durée de conservation : 18 mois après la date de fabrication.

Tension résiduelle de la polarisation : < 5mV

Dérive de la tension résiduelle de la polarisation : < 40 mV

Impédance à 10 Hz : < 500 Ω

Dérive de tension après défibrillation : < 40 mV ou < 0,5 mV / s

Instabilité interne et bruit interne : < 150 μ V

Sans porosité au passage de l'air

Caractéristiques techniques

Dimensions	ø 5 cm
Caractéristiques produit	Sans latex, sans phtalates, sans produits d'origine animale. Contact par senseur Ag/AgCl Durée optimale d'utilisation : 48 heures. Durée maximale d'utilisation : 72 heures. Durée de conservation : 18 mois après la date de fabrication. Tension résiduelle de la polarisation : < 5mV Dérive de la tension résiduelle de la polarisation : < 40 mV Impédance à 10 Hz : < 500 Ω Dérive de tension après défibrillation : < 40 mV ou < 0,5 mV / s Instabilité interne et bruit interne : < 150 µV Sans porosité au passage de l'air
Couleur	Blanc
Conforme 10g	Non
Matière	Micropore Support en non tissé Adhésif acrylique
Unité de vente	Sachet de 50
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	26962
Accessoires et Consommables	Réf. 422234 - Sachet de 10 adaptateurs double fonction