



[Fiche technique]

Electrodes de formation pour défibrillateurs Mindray série C

Réf. 290333

Identiques aux électrodes utilisés pour un véritable défibrillateur.

Utilisable sur n'importe quel mannequin RCP.

Les électrodes de formation sont uniquement destinées à être utilisées en formation.

- Electrodes pour [défibrillateur de formation C1A et C2](#).
- Les électrodes défibrillateur de formation sont identiques aux électrodes utilisées pour un véritable Défibrillateur.
- Leur dimension et matériaux utilisés étant différents, elles ne peuvent conduire un courant électrique.
- Une fois les cables connectés aux patches, ils peuvent être utilisés sur n'importe quel [mannequin RCP](#).
- Les électrodes de formation sont uniquement destinées à être utilisées en formation et ne doivent pas être utilisées avec un véritable DAE.

Electrodes de formation pour défibrillateurs Mindray série C

Caractéristiques techniques

Marque	Mindray
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	9018199000
Référence fabricant (MPN)	100-000206-00