



[Fiche technique]

Insufflateur BAVU réutilisable Ambu Mark IV

Réf. 422130 - 422110

Réutilisable : entièrement autoclavable à 134°C

Volume maximum par compression : 1300 ml.

Volume du réservoir O₂ : 1500 ml

L'Insufflateur Bavu Réutilisable Ambu Mark IV est un dispositif médical de haute qualité conçu pour assurer une ventilation efficace et précise dans les environnements médicaux. Ce dispositif polyvalent est disponible en deux modèles distincts : l'Insufflateur Pédiatrique et l'Insufflateur Adulte, pour répondre aux besoins spécifiques de patients de tout âge.

Caractéristiques principales :

1. **Qualité et Fiabilité** : L'Insufflateur Bavu Ambu Mark IV est reconnu pour sa qualité de fabrication supérieure, sa durabilité et sa fiabilité. Il est conçu pour résister à une utilisation intensive et répétée, tout en maintenant une performance constante.

1. **Modèle Pédiatrique** : Le modèle pédiatrique est spécialement conçu pour les besoins de ventilation des patients pédiatriques. Il assure une taille, un volume et une sensibilité appropriés pour une ventilation pédiatrique précise.

Poids de l'insufflateur enfant : 190 g

2. **Modèle Adulte** : Le modèle adulte est adapté aux besoins de ventilation des patients adultes. Il offre un volume et une réactivité optimisés pour garantir une ventilation efficace. Poids de l'insufflateur adulte : 415 g

3. **Facilité d'utilisation** : Les insufflateurs Ambu Mark IV sont faciles à manipuler, avec une prise en main ergonomique pour les professionnels de la santé. Les boutons de commande intuitifs permettent un réglage rapide et précis.

1. **Insufflateur manuel** doté du système de la double enveloppe au niveau du ballon : Cette particularité

présente des avantages significatifs comme une grande robustesse, une qualité de sensations tactiles pour l'utilisateur, la sécurité du patient est aussi assurée grâce à la limite de pression des voies aériennes incluse dans le système (max. 70 cm H₂O).

2. **Nettoyage et Stérilisation Faciles** : Ces insufflateurs sont réutilisables et peuvent être facilement nettoyés et stérilisés pour garantir des normes d'hygiène élevées. entièrement autoclavable à 134°C/18 minutes procédure « prion ».
3. **Compatibilité** : L'Insufflateur Bavu Ambu Mark IV est compatible avec une variété de masques faciaux, de canules et d'accessoires médicaux standard, offrant une grande flexibilité d'utilisation.
4. **Sans Latex pour une Sécurité Maximale** : Vous pouvez être assuré que l'utilisation de cet insufflateur ne déclenchera pas de réactions allergiques liées au latex, offrant ainsi une tranquillité d'esprit totale lors des interventions médicales.

L'Insufflateur Bavu est un composant indispensable de tout équipement médical, étroitement associé à la gestion des voies respiratoires et à l'administration d'oxygène (O₂) aux patients. Que ce soit en situation d'urgence, de réanimation ou de soins intensifs, l'insufflateur Bavu est utilisé pour délivrer avec précision l'oxygène nécessaire aux patients, garantissant ainsi une ventilation adéquate. Cet insufflateur assure un apport contrôlé d'oxygène, facilitant la régulation des niveaux d'oxygène dans le système respiratoire du patient. La combinaison de l'Insufflateur Bavu avec l'oxygène médical est essentielle pour maintenir la saturation en oxygène adéquate dans le sang, aidant ainsi les patients à respirer plus facilement et à favoriser leur rétablissement. En somme, l'Insufflateur Bavu et l'oxygène (O₂) forment une synergie vitale pour les soins médicaux et la gestion des situations médicales exigeantes.

Comment démonter un insufflateur ambu mark IV ?

Comment assembler un insufflateur ambu mark IV ?

L'étape à ne pas manquer avant l'utilisation de l'insufflateur ambu mark IV

Que vous travailliez dans un hôpital, une clinique, ou tout autre établissement de soins de santé, l'Insufflateur Bavu Réutilisable Ambu Mark IV est un outil essentiel pour la gestion des voies respiratoires et la ventilation des patients. Choisissez le modèle adapté à vos besoins, pédiatrique ou adulte, et assurez-vous d'une ventilation de qualité supérieure et en toute confiance. Investissez dans la santé de vos patients avec l'Insufflateur Bavu Ambu Mark IV.

Découvrez notre gamme complète de [bavu](#).

Informations complémentaires

Volume maximum par compression : 1300 ml.

Volume du réservoir O2 : 1500 ml

Longueur x diamètre (valve patient incluse) : 275 mm x 135 mm

Poids de l'insufflateur adulte : 415 g

Poids de l'insufflateur enfant : 190 g

Raccord patient : 22/15 mm ISO

Caractéristiques techniques

Marque	Ambu
Couleur	Transparent, Bleu, Blanc
Utilisation	Réutilisable
Conforme 10g	Non
Matière	(sans latex)
Unité de vente	A l'unité
Classification	Dispositif médical de Classe 2a
Partie du corps	
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 422203 - Masques transparents réutilisables AMBU pour Bavu AMBU Mark IV - T0 bébé Réf. 422202 - Masques transparents réutilisables AMBU pour Bavu AMBU Mark IV - T2 enfant Réf. 422200 - Masques transparents réutilisables AMBU pour Bavu AMBU Mark IV - T4 adolescent Réf. 422201 - Masques transparents réutilisables AMBU pour Bavu AMBU Mark IV - T5 adulte

Références

Réf. 422110 Bavu Ambu Mark IV - Modèle pédiatrique Enfant

Réf. 422130 Bavu Ambu Mark IV - Modèle Adulte


Photos




Oxygénotherapie - Bavu réutilisable Ambu mark IV adulte et enfant




Insufflateur bavu réutilisable Ambu Mark IV autoclavable à 134°C




Décomposition des pièces insufflateur bavu réutilisable Ambu Mark IV



Utilisation Insufflateur bavu réutilisable Ambu Mark IV



Guide d'assemblage Insufflateur bavu réutilisable Ambu Mark IV



Guide de démontage Insufflateur bavu réutilisable Ambu Mark IV



Insufflateur BAVU réutilisable Ambu Mark IV



Volume d'air enfant adulte Insufflateur bavu réutilisable Ambu Mark IV



Insufflateur BAVU réutilisable Ambu Mark IV