



[Fiche technique]

## Rince oeil - Station murale ouverte 2 flacons

Réf. 970471 - 970510

**Double solution : chlorure de sodium à 0,9% pour les corps étrangers et les poussières et pH neutre pour les alcalins et acides.**

**Pour une prise en main rapide en situation d'urgence.**

- Rince oeil mural composé de deux flacons de lavage oculaire faciles à ouvrir et prêts à l'emploi :
  - Un flacon de 200 ml à base de solution de pH neutre afin d'effectuer un lavage oculaire lors de projection de produit chimique dans l'oeil.  
Cette solution de pH est une solution tampon de phosphate actif (4,9%) stérile permettant de neutraliser rapidement le liquide dans l'oeil en cas d'accident. La solution correctrice neutralise les valeurs de pH de 1 à 14 en moins de 2 minutes (50 fois plus efficace que l'eau).
  - Un flacon de 500 ml de solution saline correspondant à du chlorure de sodium en solution (0,9%) stérile pour un rinçage de l'oeil en douceur.
- Lave oeil mural avec un pictogramme, un miroir et un plan d'urgence pour les yeux.
- Remarques : Il est conseillé après une application de pH Neutre, de rincer avec [Lave-oeil Plum](#) jusqu'à l'intervention d'un médecin.
- Aucun entretien nécessaire.
- 2 modèles disponibles :
  - Modèle 1 : 2 flacons lave oeil PLUM 500 ml
  - Modèle 2 : 1 flacon pH Neutre de 200 ml et 1 flacon Lave-oeil PLUM 500 ml.
- Découvrez notre large gamme de [rince oeil](#).

## Informations complémentaires

Date de validité de 3 ans pour les flacons non ouverts.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Plum
<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 28 x 23 x 11 cm
<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Stérile</b>	Stérile
<b>Livré avec</b>	1 support pour fixation murale avec pictogrammes, 1 miroir sur support de fixation
<b>Instructions d'utilisation</b>	Il est conseillé après une application de pH Neutral, de rincer avec Lave-oeil Plum jusqu'à l'intervention d'un médecin.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1s

## Références

<b>Réf. 970471</b>	Lave oeil et pH Neutral PLUM - Station murale ouverte
<b>Réf. 970510</b>	Lave oeil 2 flacons PLUM - Station murale ouverte

## Photos



Station lave oeil PLUM PH  
NEUTRAL 200 ml et Lave oeil  
500 ml Réf. 970471

Station lave oeil PLUM avec 2  
flacon de lave oeil 500 ml  
(970510)