



[Fiche technique]

## Lingettes désinfectantes Quick Wipes

Réf. 307702

**Lingettes désinfectantes anios pour les dispositifs médicaux non immergeables**

**Propriétés microbiologiques actives sur bactéries, mycobactéries, levures, moisissures, virus.**

**Sans colorant, sans aldéhyde, odeur thé citronné**

Anios lingettes

Lingettes désinfectantes anios sans rinçage, sur base éthanol, couvrant un large spectre d'activité en temps court.

Lingettes anios quick wipes sans colorant, sans aldéhyde, odeur thé citronné.

Découvrez également le désinfectant [surfanios](#) premium.

## Informations complémentaires

Sans colorant, sans aldéhyde, odeur thé citronné

Solution d'imprégnation : Ethanol (55%), Propionate d'ammonium quaternaire, parfum

Solution d'imprégnation : 1,9ml d'ANIOSPRAY QUICK par lingette

Densité à +20°C :  $\approx 0,9$

pH : 5.75 +/- 0.25

Stockage entre +5°C et +25°C

Utiliser dans les 3 mois après ouverture

Propriétés microbiologiques Actif sur :

Bactéries : EN 13727, EN 16615, EN 13697

Mycobactéries : EN 14348, EN 14563

Levures : EN 13624, EN 13697, EN 16615

Moisissures : EN 14562, EN 13624, EN 13697

Virus : Adenovirus, HIV, PRV, BVDV, Vaccinia virus, Herpesvirus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus, Norovirus, Calicivirus  
Felin

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Anios
<b>Dimensions</b>	La lingette 130 x 190 mm
<b>Poids</b>	298 g
<b>Instructions d'utilisation</b>	<p>Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire. Laisser agir 30 secondes au minimum.</p> <p>Procéder à un rinçage abondant à l'eau de réseau des zones traitées destinées à entrer en contact avec la peau.</p> <p>Utiliser dans les 3 mois après ouverture.</p>
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 2a
<b>Partie du corps</b>	