



[Fiche technique]

Marqueur dermatographique noir

Réf. 304920

Conçu pour faire des marquages effaçables et indolores sur la peau d'un patient durant la phase préopératoire. Longue durée de vie : peut être utilisé jusqu'à un 1 an après sa première ouverture.

- Feutre dermatographique chirurgicale conçu pour faire des marquages effaçables et indolores sur la peau d'un patient durant la phase préopératoire.
- Peut-être utilisé en dermatologie afin d'indiquer les zones à traiter ou celles à éviter.
- Le marquage est primordial afin d'éviter les erreurs, notamment en chirurgie.
- Réalisé par le chirurgien en charge de l'intervention.
- Marqueur dermatographique avec une pointe premium permettant d'obtenir des tracées et des points précis pour délimiter les zones à traiter ou inciser.
- Longue durée de vie : peut être utilisé jusqu'à un 1 an après sa première ouverture.
- Adapté pour tous types de peau, ne provoque pas d'irritations, ni de réactions allergiques.
- Le marquage s'efface très facilement à l'eau et au savon.

Informations complémentaires

Pointe médium.

Condition de stockage : dans un endroit sec et propre à l'abri de la lumière et des rayons solaires.

Résistance température : -5°C à 35°C.

Durée de vie 1 an après la première ouverture.

Ne tient pas sur la bétadine.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(LxØ) : 145 x 12.5 mm
Couleur	Noir
Matière	Capuchon en polyéthylène Corps en polypropylène
Unité de vente	Sans emballage
Poids	10 g
Instructions d'utilisation	Prendre un marqueur et faire une marque à l'endroit désiré. Pour effacer les marques sur la peau du patient, utiliser de l'eau et du savon (les marques partiront plus moins facilement selon le type de peau du patient). Bien refermer le capuchon risque de desséchage.
Entretien	Bien refermer le capuchon après chaque utilisation.

Photos

