



[Fiche technique]

Masque facial Burnshield - Soins Brulure visage

Réf. 307013 - 307015

**Burnshield, la marque référente pour les soins brûlure
Compresse en mousse de polyuréthane stérile
Perforé au niveau des narines, des yeux et de la bouche.**

Emplacements perforés au niveau des yeux, des narines et de la bouche : facilitent le positionnement sur la victime.

Soins brûlures hypoallergéniques pouvant être utilisés comme compresse BURNSHIELD 20X45 cm ou 60x40 cm basique.

Comme tous les produits de la gamme BURNSHIELD, le masque facial est couvert d'hydrogel brulure 100 % naturel à l'efficacité professionnelle :

- limite le développement de la lésion en profondeur par refroidissement instantané,
- réhydrate la zone couverte,
- protège contre les risques d'infections,
- favorise la cicatrisation.

Stérile et facile d'utilisation, ce masque facial est disponible en plusieurs dimensions.

Vous pourrez aussi trouver un [kit brulure](#) complet professionnel et une [douche de sécurité](#) portable

Informations complémentaires

Taux de stabilité -15°C +95°C

Caractéristiques techniques

Marque	Burnshield - Soins brûlure
Utilisation	Usage unique
Stérile	Stérile
Matière	Hydrogel : 4% Méléaleuca et gélifiant, 96% d'eau purifiée. Compresse : Polyuréthane. Emballage en aluminium multicouches.
Unité de vente	A l'unité
Instructions d'utilisation	Les informations d'utilisation claires sont indiquées sur le sachet : Ouvrir le sachet et sortir la compresse. Appliquer la compresse sur la brûlure, et la maintenir par un bandage non-absorbant.
Classification	Dispositif médical de Classe 2b
Partie du corps	Tête

Références

Réf. 307015	Masque facial Hydrogel Brûlure Burnshield - 20x45 cm
Réf. 307013	Masque facial Hydrogel Brûlure Burnshield - 60x40 cm

Photos



Masque facial Burnshield - Soins
Brûlure visage



Masque facial Burnshield - Soins
Brûlure visage