



[Fiche technique]

## Oxymètre de pouls professionnel MD300M

Réf. 255005

**Oxymètre de pouls professionnel fiable et compact pour milieu clinique et hospitalier.  
Robuste et très facile d'utilisation grâce à son système de menu.  
Très grande capacité de stockage : 72h.**

- Oxymètre de pouls professionnel fiable destiné à la surveillance continue de la saturation en oxygène (spO2) et les fréquences pulsatives chez l'adulte, l'enfant, l'adolescent et le nourrisson.
- Idéal pour tous les professionnels de santé souhaitant relever facilement et rapidement la saturation en oxygène et le rythme cardiaque de leurs patients.
- L'oxymètre de pouls est utilisé de manière générale sur des patients souffrant de pathologies cardiaques, d'insuffisance respiratoire, ou d'étourdissements.  
Il peut également servir pour surveiller le rythme cardiaque d'un patient grâce à un simple doigtier.
- Très facile d'utilisation :
  - L'écran haute résolution de 2,8 " de l'oxymètre de pouls affiche simultanément : SpO<sub>2</sub>, PR, PI, forme d'onde et barre de pouls.  
Cela assure une lecture rapide avec un affichage immédiat des résultats.
  - Vous pouvez sélectionner les fonctions dont vous avez besoin en utilisant simplement les flèches du menu.
- Les nombreuses fonctionnalités de l'oxymètre de doigt MD300M :
  - Indicateur de batterie et système d'alarmes sonores et visuels réglables
  - Rétroéclairage et voix réglables
  - Configuration 127 ID; 72 heures de stockage et d'examen des données
  - Logiciel MedView pour l'analyse des données
  - Possibilité de se connecter à un pc pour l'examen des données
  - USB ou Bluetooth 2.0 (en option) pour la transmission de données
  - Multi-langue (Menu): anglais, français, allemand, espagnol, italien, japonais, russe et chinois

SMSp vous propose une large gamme d'[oxymètre de pouls professionnel](#) et de [capteur SPO2](#) que vous pourrez recharger.

## Informations complémentaires

Conditions de stockage : -20 ° C ~ + 70 ° C et 93% d'humidité.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(LxIxh) 12,5 x 6,0 x 3,0 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	
<b>Poids</b>	195 g (sans les piles)
<b>Livré avec</b>	3 piles AA ; 1 manuel d'instruction ; 1 capteur pour doigt adulte ; câble de transmission USB
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Indice de protection</b>	IP X1
<b>Instructions d'utilisation</b>	Ne doit pas être utilisé pendant le transport du patient Fixer le capteur sur le doigt du patient ; appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil Après quelques secondes, les mesures s'affichent sur l'écran  Retirer les piles si l'oxymètre ne fonctionne pas pendant une longue période
<b>Entretien</b>	Nettoyer l'écran d'affichage à l'aide d'un chiffon doux et propre humidifié avec un nettoyant pour vitres Nettoyer la surface extérieure de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux imbibé avec le nettoyant Sécher avec un chiffon sec après le nettoyage si nécessaire
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 2b
<b>Autres options disponibles</b>	Base en option sur demande, nous consulter
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 255007 - Capteur SPO <sup>2</sup> pédiatrique pour oxymètre MD300M Réf. 255006 - Capteur SPO <sup>2</sup> adulte pour oxymètre MD300M

## Photos

