



STERILE

[Fiche technique]

Pansement Cosmopor e Stérile

Réf. 304758 - 304791 - 304792



3 CHOIX

3 tailles disponibles: 7.2x5cm, 10x8cm, 20x10cm

Le [pansement](#) Cosmopor E Stérile est un dispositif médical conçu pour assurer une protection optimale des plaies. Voici quelques points clés à mentionner autour de ce produit :

Caractéristiques du Pansement Cosmopor E Stérile :

- Stérilité : Chaque pansement est stérile, garantissant une protection contre les infections.
- Matériau Doux : Fabriqué à partir de matériaux doux et hypoallergéniques, il est idéal pour les peaux sensibles.
- Pouvoir Absorbant : Doté d'une haute capacité d'absorption, il assure une bonne gestion des exsudats, maintenant un environnement humide propice à la cicatrisation.
- Adhésif Non-Irritant : L'adhésif est conçu pour être bien toléré par la peau, minimisant les risques d'irritation et facilitant le retrait sans douleur.
- Confort et Souplesse : Sa structure flexible permet une liberté de mouvement, ce qui le rend confortable à porter même sur des parties du corps en mouvement.
- Utilisation Polyvalente : Convient pour couvrir des plaies post-opératoires, des coupures, des éraflures ou tout type de blessure nécessitant une protection stérile.

Avantages du Pansement Cosmopor E Stérile :

- Protection Efficace : Protège efficacement les plaies contre les contaminations extérieures tout en les laissant respirer.
- Facile à Appliquer : Sa conception simplifiée permet une application et un retrait aisés, idéal pour une utilisation à domicile ou par les professionnels de santé.
- Disponibilité en Plusieurs Tailles : Proposé en différentes dimensions pour s'adapter à toutes les tailles de plaies, des petites coupures aux incisions chirurgicales plus larges.
- Réduction du Risque d'Infection : En assurant une barrière stérile autour de la plaie, il aide à réduire le risque d'infection et favorise une cicatrisation plus rapide.

Indications d'Utilisation :

- Post-Opératoire : Idéal pour les soins post-chirurgicaux, pour protéger les incisions contre les contaminations.
- Plaies Aiguës : Convient pour les coupures, éraflures, égratignures, et autres plaies superficielles.
- Protection des Plaies Légèrement Exsudatives : Grâce à sa capacité d'absorption, il est adapté pour les plaies qui suintent légèrement.

Cosmopore Tailles Disponibles :

1. 7,2 x 5 cm:

- Idéal pour les petites plaies, éraflures, ou petites incisions.
- Convient pour des zones plus délicates ou difficiles d'accès.

2. 10 x 8 cm:

- Taille intermédiaire, parfaite pour les plaies de taille moyenne.
- Convient pour les incisions post-opératoires de taille modérée ou pour les plaies superficielles plus étendues.

3. 20 x 10 cm:

- Conçu pour les plaies plus grandes ou les incisions chirurgicales importantes.
- Assure une couverture et une protection maximales pour des zones plus larges.

FAQ sur le pansement Cosmopor Hartmann

Le pansement Cosmopor est-il hypoallergénique ?

Oui, son support en non-tissé et sa colle acrylique sans latex garantissent une excellente tolérance cutanée, même chez les personnes à peau sensible ou allergiques.

Quelles tailles existent pour le Cosmopor Hartmann ?

Le Cosmopor est disponible en plusieurs formats afin de s'adapter à toutes les zones du corps : 7,2 x 5 cm, 10 x 8 cm, 15 x 8 cm, 20 x 10 cm, etc.

Quelle est la différence entre Cosmopor E et Cosmopor Steril ?

- Cosmopor E : version non stérile, pour plaies superficielles et peu à risque
- Cosmopor Steril : version stérile à usage unique, adaptée aux plaies chirurgicales et aux soins nécessitant une asepsie stricte

Le Cosmopor est-il respirant ?

Oui, le support en non-tissé est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, ce qui favorise la respiration cutanée et limite la macération.

Combien de temps peut-on garder un pansement Cosmopor ?

Un Cosmopor peut rester en place 24 à 48 heures selon l'état de la plaie et le niveau d'humidité. En cas de suintement, il est conseillé de le remplacer plus tôt.

Peut-on utiliser le Cosmopor après une opération ?

Oui, le Cosmopor Steril est spécifiquement conçu pour protéger les plaies post-opératoires. Il limite les risques d'infection tout en favorisant la cicatrisation.

Quelle est la composition du pansement Cosmopor ?

- Support : non-tissé doux et extensible
- Adhésif : colle acrylique hypoallergénique, sans latex
- Compresse : absorbante, non adhérente, recouverte d'un voile protecteur

Informations complémentaires

Bords du pansement arrondis.

Support non tissé blanc.

Coussin absorbant central.

Durée de vie 5 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Hartmann
Caractéristiques produit	Bords du pansement arrondis. Support non tissé blanc. Coussin absorbant central. Durée de vie 5 ans.
Stérile	Sterile

Références

Réf. 304758	Pansement Cosmopor Stérile - 7,2 x 5 cm Unité de vente : Boite de 50
Réf. 304791	Pansement Cosmopor stérile - 10 x 8 cm Unité de vente : Boite de 25
Réf. 304792	Pansement Cosmopor stérile - 20 x 10 cm Unité de vente : Boite de 25

Photos

