



[Fiche technique]

## **Pince à clamper stérile - Par 100**

Réf. 304157

**Dispositif médical stérile pour l'hôpital, les urgences et les soins post-opératoires. Longueur de 11,5 cm, en polyamide renforcé avec fibre de verre, sans latex ni PVC. Usage unique, stérile, livré en sachets individuels.**

Pince à clamper médical pour stopper efficacement tout écoulement de liquide.

Cette pince à clamper stérile à usage unique est généralement utilisée pour :

- Stopper momentanément la circulation du sang.
- Arrêter temporairement le transfert de toute solution en clampant (pinçant) une tubulure.

Pratique d'utilisation et de haute qualité de fabrication.

## **Informations complémentaires**

Dispositif médical stérile pour tout le milieu hospitalier, les services d'urgence et post opératoires. Pour un usage médical dans des conditions d'asepsie optimale.

Absence de latex, de PVC (excepté le blister), de produit d'origine animale ou biologique.

Durée de vie : 5 ans.

## Caractéristiques techniques

|                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                 | Longueur 11,5 cm                                                                                                                                                                   |
| <b>Caractéristiques produit</b>   | Durée de vie : 5 ans.                                                                                                                                                              |
| <b>Couleur</b>                    | Bleu                                                                                                                                                                               |
| <b>Utilisation</b>                | Usage unique                                                                                                                                                                       |
| <b>Stérile</b>                    | Stérile                                                                                                                                                                            |
| <b>Conforme 10g</b>               | Non                                                                                                                                                                                |
| <b>Matière</b>                    | Polyamide + fibre de verre.<br>Absence de latex, de PVC (excepté le blister), de produit d'origine animale ou biologique.                                                          |
| <b>Unité de vente</b>             | Lot de 100 sachets individuels                                                                                                                                                     |
| <b>Instructions d'utilisation</b> | 1. Se laver les mains<br>2. Enfiler des gants<br>3. Ouvrir le sachet pelable pour sortir la pince à clamper<br>Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé<br>Ne pas restériliser |
| <b>Entretien</b>                  | Doit être stocké dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité et de la lumière.                                                                                            |
| <b>Classification</b>             | Dispositif médical de classe 1s                                                                                                                                                    |
| <b>Partie du corps</b>            |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Référence fabricant (MPN)</b>  | PBS-8560B                                                                                                                                                                          |

## Photos

