



[Fiche technique]

Aérosol désinfectant 400ml menthe Aniosept 41

Réf. 970440

Contenance 400ml - Parfum menthe

DLU ultra courte 30/12/2022

Quantité restante: 16

Produit désinfectant ANIOS efficace pour la désinfection du matériel médical et des surfaces. Il agit comme bactéricide, fongicide, et actif sur virus.

Ce désinfectant médical peut également être utilisé comme désodorisant d'atmosphère.

Spécificités de ce désinfectant Anios :

- Prêt à l'emploi
- Pulvérisation simple et rapide
- Solution uniforme et fine.
- Séchage rapide.
- Parfum agréable.

Découvrez également le désinfectant [surfanios](#) premium.

Informations complémentaires

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces.

A diffuser sur des surfaces déjà nettoyées. Le rinçage n'est pas nécessaire sauf si la surface désinfectée est prévue pour être en contact avec la peau ou les muqueuses.

Température de stockage entre +5°C à +25°C.

Caractéristiques techniques

Marque	Anios
Dimensions	Ø 7 x 24 cm
Volume	Aérosol de 400 ml
Matière	Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 327 mg/g), N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 1.4 mg/g), Chlorure de didécyltriméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 1.1 mg/g), excipients.
Poids	476 g
Normes et Certification	Propriétés microbiologiques : · Bactéricide (EN 1040, EN13727, EN13697), · Mycobactéricide (EN 14348, EN 13697), · Fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697), · Actif sur virus : PRV (modèle HBV), BVDV (modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.
Instructions d'utilisation	Peut être utilisé sur des surfaces préalablement nettoyées. Appliquer uniformément sur la surface à traiter en respectant le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Appliquer en quantité suffisante (30 à 40 ml/m²) et s'assurer que les surfaces restent humides pendant toute la durée d'action. Le rinçage est inutile sauf si la surface entre en contact avec la peau ou les muqueuses.
Format	Aérosol
Accessoires et Consommables	Réf. 307303 - Assainisseur d'atmosphère bactéricide 750 parfum menthe RONT