



[Fiche technique]

## Spray froid menthe 400 ml

Réf. 970209

### SPRAY DE FROID

**Bombe de froid pour douleurs.**

**Cryothérapie. Usages: Sportifs, médecins, kiné.**

Spray de froid idéal à disposer dans une trousse de secours et convient parfaitement pour les activités sportives.

Prêt à l'emploi, l'aérosol de froid DispoTech peut être utilisé comme traitement des douleurs par cryothérapie.

Nous vous conseillons de vaporiser le froid à environ 20 cm de la zone à traiter pour éviter toute irritation de la peau ou risque de brûlure.

Valve directionnelle



Anti-douleur anti inflammatoire

Lors de la pratique d'un sport, il y a forcément des contacts. Que ce soit dans le football où il peut y avoir des tacles ou dans le rugby où il y a des placages. La collusion peut entraîner de vives douleurs musculaires sur l'instant. Avec cet aérosol, vous soulagez immédiatement la douleur en appliquant une température basse -30° à l'endroit du choc.

Pour compléter votre équipement, vous trouverez également [la poche de froid instantané prête à l'emploi](#) ainsi que la [poche de chaud](#). Ce matériel est très utilisée par les professionnels du secours.

## Informations complémentaires

Péremption : 5 ans à partir de la date de fabrication.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Dispotech
<b>Dimensions</b>	hauteur 19.8 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Péremption : 5 ans à partir de la date de fabrication.
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Ingrédients : isobutane, butane, propane, menthol
<b>Unité de vente</b>	Aérosol 400 ml
<b>Instructions d'utilisation</b>	Vaporiser à 20 cm de la zone à traiter.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 2a
<b>Format</b>	Aerosol
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	30043900
<b>Code ONU</b>	1950

## Photos



Spray froid menthe 400 ml



Spray froid menthe 400 ml