



[Fiche technique]

## **Stéthoscope simple pavillon**

Réf. 292160

### **Solution économique.**

Stéthoscope mono pavillon pour l'examen de patient adulte.

Stéthoscope professionnel de conception sans latex et sans nickel adapté à tous les patients.

Système de fixation des embouts auriculaires par vissage

Membrane plate et ressort en métal.

Mono pavillon :  $\varnothing$  45 mm (avec anneau).

Couleur : gris.

## **Informations complémentaires**

Résistance température : -10°C à 40°C.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Comed
<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 60 x 0,9 x 1,5 cm. Diamètre du pavillon 45 mm (avec anneau)
<b>Caractéristiques produit</b>	Résistance température : -10°C à 40°C.
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Lyre : laiton chromé Membrane : 100% PV chloride Tube : résine de PV Embouts : PE H 25% B 75% Récepteur : alu, magnésium, silicone, cuivre
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	84 g
<b>Instructions d'utilisation</b>	Mettre les embouts auriculaires dans les oreilles et apposer la membrane sur la partie à écouter.
<b>Entretien</b>	Après chaque utilisation désinfecter la partie mise en contact avec le patient. Les autres parties peuvent être nettoyées avec un chiffon imbibé d'alcool ou à l'eau savonneuse. Ne jamais immerger le stéthoscope dans une solution ou solvant chimique attaquant le PE et PV.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	43 653 44