



[Fiche technique]

Abaisse langue bois adulte - Boite de 100

Réf. 302007 - 304814 - 302008

Pour une auscultation quotidienne des adultes.

Les abaisse-langue en bois adulte sont des instruments médicaux utilisés pour maintenir la langue en place lors de l'examen de la cavité buccale chez les adultes. Voici une description détaillée de ces abaisse-langue :

- Usage médical : Les abaisse-langue en bois sont essentiels lors des examens médicaux de la cavité buccale, permettant aux médecins et aux professionnels de la santé d'avoir une meilleure visibilité et un accès plus facile pour effectuer des examens approfondis.
- Boîte de 100 : Les abaisse-langue sont conditionnés dans une boîte contenant 100 pièces, offrant ainsi une quantité suffisante pour une utilisation fréquente dans les cabinets médicaux, les cliniques et les hôpitaux.
- Matériau en bois naturel : Fabriqués à partir de bois naturel, ces abaisse-langue sont jetables après usage, ce qui garantit un niveau élevé d'hygiène et de sécurité pour le patient.
- Dimensions : Chaque abaisse-langue mesure environ 150 mm de longueur, 18.5 mm de largeur et 1.8 mm d'épaisseur, offrant une taille standard adaptée à une utilisation chez les adultes.
- Maintien confortable : Le bois naturel offre un contact agréable et lisse pour le patient, réduisant ainsi toute sensation d'inconfort pendant l'examen de la cavité buccale.
- Jetables : Après utilisation, les abaisse-langue en bois peuvent être jetés en toute sécurité, évitant ainsi tout risque de contamination croisée entre les patients.
- Polyvalence : Ces abaisse-langue peuvent être utilisés dans une variété de contextes médicaux, y compris les examens dentaires, les examens de la gorge, les interventions chirurgicales buccales, etc.

Un indispensable du matériel de consultation médicale

Que ce soit pour une consultation ORL, un dépistage en milieu scolaire, un bilan pédiatrique ou une intervention bucco-dentaire, l'abaisse-langue en bois reste un outil essentiel pour garantir un diagnostic sûr et confortable.

FAQ – Abaisse-langue en bois

À quoi sert un abaisse-langue en bois ?

Un abaisse-langue en bois est utilisé pour maintenir la langue abaissée afin de faciliter l'examen visuel de la gorge, du pharynx et de la cavité buccale. Il est couramment utilisé lors des consultations médicales, dentaires ou pédiatriques.

Est-ce que l'abaisse-langue en bois est stérile ?

Oui, ce modèle d'abaisse-langue est stérile, ce qui permet une utilisation en toute sécurité dans un contexte médical.

Peut-on utiliser un abaisse-langue en bois plusieurs fois ?

Non. L'abaisse-langue en bois est un dispositif médical à usage unique. Il doit être jeté après chaque utilisation pour éviter tout risque de contamination croisée entre les patients.

Quelle est la différence entre un abaisse-langue en bois et en plastique ?

L'abaisse-langue en bois est naturel, biodégradable, absorbant et économique. Le modèle en plastique est plus lisse, parfois stérile ou réutilisable, mais il est moins écologique. Le choix dépend du contexte d'utilisation, des préférences de confort et des exigences d'hygiène.

Combien d'abaisse-langue y a-t-il par boîte ?

Ce produit est proposé en boîte de 100 ou de 250 unités, selon vos besoins.

Ce produit est-il conforme aux normes médicales ?

Oui, les abaisse-langue en bois proposés sont conformes à la réglementation en vigueur (marquage CE) et adaptés à une utilisation médicale professionnelle. Chaque lot est traçable pour garantir la qualité et la sécurité.

Informations complémentaires

Durée de vie 3 ans.

Conditions de stockage : à conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Caractéristiques techniques

Marque	Euromedis
Couleur	Bois
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	bois de bouleau
Normes et Certification	ISO 9001 : 2000 ISO 14971 ISO 13485 : 2003 NF EN 980
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	
Étanche	Non
Poids du produit	0.282


Références

Réf. 302007	Abaisse langue adulte Dimensions : (Lxlxe) 150 x 18 x 1.6 mm Unité de vente : Boîte de 100
Réf. 302008	Abaisse langue enfant Dimensions : (Lxlxe) 120 x 14 x 1.6 mm Unité de vente : Boîte de 250

Photos



boite de 100 Abaisse langue bois adulte et enfant pour diagnostic médical



dimension Abaisse langue bois adulte



dimension Abaisse langue bois enfant



Abaisse langue bois