



[Fiche technique]

Brassard PNI réutilisable pour moniteur multiparamétrique PRIZM 3

Réf. 411010 - 411011 - 411012

Brassard réutilisable pour mesure de la pression artérielle.

Compatible avec le moniteur multiparamétrique PRIZM 3

Existe en 3 tailles adapté à la corpulence du patient : adulte, enfant et bébé

Informations complémentaires

Température de stockage : -10 à 40°C Humidité : 0 à 80%

Caractéristiques techniques

Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Garantie	6 mois
Classification	Dispositif médical de Classe 1

Références

Réf. 411010 Brassard réutilisable pour moniteur PRIZM 3 - Bébé

Photos

