



[Fiche technique]

Colle pour fausses plaies

Réf. 333305

FORMATION PSC

Colle fausse plaie Maqpro pour fixer des postiches de fractures et de simulation de plaies.

Colle Maqpro idéal pour fixer des postiches de fractures et de simulation de plaies.

Se nettoie facilement : avec un coton et le dissolvant pour Colles et Latex (permet de ne pas avoir de marques rouges sur la peau, pour éviter l'assèchement de la peau).

Informations complémentaires

Démaquillage à l'aide d'un coton, utiliser le dissolvant pour colles et latex Réf. 333318 de façon à ne pas laisser de trace rouge sur la peau et de ne pas l'assécher.

Produit sans parabène.

Livré sans pinceau.

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Caractéristiques produit	Démaquillage à l'aide d'un coton, utiliser le dissolvant pour colles et latex Réf. 333318 de façon à ne pas laisser de trace rouge sur la peau et de ne pas l'assécher. Produit sans parabène. Livré sans pinceau.
Stérile	Non stérile
Volume	Flacon de 30 ml
Conforme 10g	Non
Matière	Alcool isopropylique, alcool dénaturé, PVP
Unité de vente	A l'unité
Garantie	1
Normes et Certification	76/768/CEE.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	2015

Photos



Colle pour fausses plaies maqpro
30ml pour formation psc