



[Fiche technique]

Couverture bactériostatique 90° cousue 190x110cm

Réf. 9030 - 9033

COUSUE

Permet d'éviter les infections et la contamination.

Imperméabilité aux liquides des deux faces.

Protège des bactéries et germes.

- Permet d'éviter les infections et la contamination liées aux bactéries présentes dans le textile.
- La couverture ambulance protège des bactéries et germes.
- Couverture Bactériostatique, finition cousue.
- Double face en polyester enduit polyuréthane imperméable et respirant.
- Lavable à 90°C et décontaminable par épongeage avec un produit [désinfectant médical](#) pour surface haute.
- Séchage à 60°C avec un régime lent.
- Imperméabilité pour tous les liquides pour les 2 faces.
- Option : marquage sapeurs pompiers.

Découvrez notre gamme complète de [couvertures bactériostatique](#).

Informations complémentaires

Couverture bactériostatique double face en polyester enduit polyuréthane imperméable et respirant.
Garnissage fibre Polyester.

Imperméabilité aux liquides (pour les 2 faces) : ISO 8111981.

Entretien :

Lavage à 90°C ou passer une éponge avec un produit désinfectant médical pour surface haute.
Séchage à 60°C à régime lent. Ne peut pas être repassé, ni stérilisé en autoclave. Ne pas utiliser de chlore.
Vignette DMT cousue.

Version avec marquage : sérigraphie blanche sur face extérieure bleu nuit.

Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Dimensions	190 x 110 cm
Couleur	Bleu Nuit, Vert D Eau
Utilisation	Réutilisable
Conforme 10g	Non
Matière	Polyester enduit polyuréthane traité aux ions d'argent Garnissage en ouate 100% polyester résistante, imputrescible et légère
Unité de vente	Sous sachet plastique
Poids	980 g
Classement au feu	Anti feu m 1
Normes et Certification	Imperméabilité aux liquides des deux faces : ISO 8111981
Entretien	Lavable en machine à 90°C ou par épongeage avec un désinfectant hospitalier pour surface haute Séchage au sèche-linge à 60°C à régime lent Ne pas repasser, ni chlorer, et ne pas stériliser en autoclave Nombre de cycles de lavage sans altération du produit : 25 cycles à 90°C / 75 cycles à 60°C
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 909090 - Sac de rangement 83,5 x 42 cm pour mannequin Basic Buddy

Références

Réf. 9030	Couverture bactériostatique 90° - Cousue sans marquage
Réf. 9033	Couverture bactériostatique 90° - Cousue avec marquage Sapeurs Pompiers

Photos




Couverture bactériostatique 90°
cousue 190x110cm



Couverture bactériostatique 90°
cousue 190x110cm marquage
personnalisés



Couverture bactériostatique 90°
cousue 190x110cm dimension



Couverture bactériostatique 90°
cousue 190x110cm dimension

ENTRETIEN

- 90° Lavage à 90°C
- Pas de produits chlorés
- Séchage tambour 60°C
- Pas de repassage
- Ne pas stériliser en autoclave

Couverture bactériostatique 90°
cousue 190x110cm dimension

COUVERTURE COUSUE	VS	COUVERTURE SOUDÉE
FLEXIBLE ET CONFORTABLE		ÉTANCHÉITÉ
MOINS CHÈRE		HYGIÈNE : FACILE À NETTOYER
FACILE À RECoudre EN CAS DE DOMMAGE		RÉSISTANCE À L'USURE ET AUX CONDITIONS EXTRÊMES
PEUT ÊTRE UTILISÉE DANS DIVERS ENVIRONNEMENTS		MEILLEURE BARRIÈRE CONTRE LES BACTÉRIES

Couverture bactériostatique cousue
vs soudée