



[Fiche technique]

Défibrillateur Beneheart - Mindray C1A

Réf. 290320 - 290321

EFFICACE: x3 la chance de survie avant l'arrivée des secours

SIMPLE: accompagne le sauveteur dans tout le processus rcp, de A à Z.

ECO: tarif entrée de gamme, pas de fonctionnalités superflues, électrodes uniques adulte/enfant

Défibrillateur Mindray BeneHeart C1A – Efficace, Simple et Économique

Le Mindray BeneHeart C1A est un défibrillateur automatisé externe (DAE) conçu pour maximiser les chances de survie lors d'un arrêt cardiaque, tout en restant accessible et facile à utiliser pour les associations, mairies, écoles et ERP.

EFFICACE : multiplie par 3 la chance de survie

L'intervention rapide est cruciale lors d'un arrêt cardiaque soudain. Le Mindray C1A, grâce à son guidage vocal et LED clair, permet à tout utilisateur de suivre le processus de RCP et de défibrillation, même sans formation avancée.

- L'utilisation d'un DAE comme le C1A peut tripler les chances de survie avant l'arrivée des secours.
- Électrodes adultes/enfants universelles pour intervenir immédiatement sur tout type de patient.
- Idéal pour les écoles, associations et ERP, où chaque minute compte.

SIMPLE : guide le sauveteur de A à Z

Le Mindray C1A accompagne l'utilisateur à chaque étape de la réanimation :

- Instructions vocales pour allumer l'appareil, poser les électrodes, analyser le rythme cardiaque et délivrer le choc si nécessaire.
- LED indicatives pour renforcer le guidage visuel, même en situation de stress.
- Conçu pour les utilisateurs non professionnels, permettant une réaction rapide et sécurisée.

ÉCO : tarif d'entrée de gamme et maintenance facile

Le Mindray C1A offre un excellent rapport qualité-prix pour les structures souhaitant se conformer à la réglementation DAE sans surcoût :

- Tarif entrée de gamme, sans fonctionnalités superflues.

- Électrodes uniques adulte/enfant, faciles à gérer et économiques.
- Maintenance simplifiée grâce aux autotests quotidiens et indicateurs LED.

Pourquoi choisir le Mindray C1A pour votre structure ?

Le Mindray C1A combine efficacité, simplicité et économie, ce qui en fait le choix idéal pour sécuriser vos lieux publics ou votre établissement, tout en respectant les obligations légales.

- Découvrez notre gamme complète de [défibrillateur automatique](#).

Informations complémentaires

Spécificités des défibrillateurs BENEHEART C1A :

- Onde biphasique tronquée exponentielle avec tension automatisée et compensation de durée pour l'impédance-patient.
- Gamme d'énergie : 100 J à 360 J pour les adultes et 10 J à 100 J pour les enfants.
- Détection de stimulateur cardiaque.
 - Synchronisation automatique du choc.

Récupération des données :

Mémoire interne : jusqu'à 500 événements ou 90 min.

Environnement :

Température de fonctionnement : -5 à 50°C.

Température de stockage : - 30 à 70°C (7 jours maximum) 15 à 35°C (au-delà)

Altitude : de -381 m à 4575 m

Chute : résistant à une chute de 1,5 m

Chocs : EN 1789, 6.3.4.2

Vibration (sinusoïdale et aléatoire) : MIL-STD-810G-2008 méthode 514.6 (Procédure 1, Cat.24)

Batterie :

Durée de vie 5 ans avec auto-test quotidien.

Electrodes :

Durée de vie 5 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Mindray
Dimensions	(Lxlp) 28.6 x 21 x 7.8 cm
Couleur	Orange
Alimentation	Batterie dioxyde de manganèse au lithium capacité 400 chocs à 200 J
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	2 kg (batterie et électrodes comprises)
Autonomie	15h de temps d'utilisation pour 400 chocs à 200 J
Livré avec	1 batterie, 1 paire d'électrodes pré-connectée, 1 manuel d'utilisation,
Garantie constructeur (en mois)	appareil : 8 ans batterie : 6 mois
Normes et Certification	EN 1789 EN 13718-1, 4,7,2 ISO 13485
Indice de protection	IP 55
Instructions d'utilisation	Instructions vocales claires qui guident l'utilisateur
Entretien	Appareil autonome, avec une maintenance simplifiée, qui consiste à contrôler régulièrement le voyant vert facilement identifiable permettant aux secouristes de savoir qu'ils utilisent un DAE en parfait état, En cas d'anomalie l'indicateur passe du vert au rouge,
Classification	Dispositif médical de Classe 2b
Partie du corps	
Étanche	Non
Poids du produit	2
Accessoires et Consommables	Réf. 290331 - Batterie défibrillateur C1A et C2 MINDRAY Réf. 290330 - Electrodes défibrillateur Mindray C1A et C2 - Adulte / Pédiatrique Réf. 290332 - Mallette de transport pour défibrillateur C1A et C2 - Mindray

Références

Photos



2 choix de défibrillateur mindray
beneheart c2 dea et dsa




défibrillateur automatique et semi-
automatique mindray



défibrillateur enfant et adulte avec
intruction vocal et ecran tft7



technologie intelligente mindray
resqnavi défibrillateur



défibrillateur mindray beneheart



durée de vie défibrillateur mindray



arrêt cardiaque 4 min pour sauver
une vie