

**750ml**



[Fiche technique]

## Haricot médical jetable capacité 750ml

Réf. 306001 - 306080 - 306320

**2 CHOIX**

**UU**

**Idéal pour recueillir le matériel médical pendant les soins,**

**Étanche 4h minimum,**

**Solide et léger,**

Haricot Médical Jetable – Capacité 750 ml

Ce haricot médical à usage unique est l'accessoire parfait pour optimiser l'organisation pendant les soins. Idéal pour déposer le matériel médical, il peut contenir pansements, cotons, compresses et autres outils essentiels en toute sécurité.

Caractéristiques du haricot médical jetable :

- Grande capacité : Récipient de 750 ml pour accueillir un volume important de matériel.
- Matériau robuste et écologique : Fabriqué en cellulose, il est à la fois solide, léger et respectueux de l'environnement.
- Étanchéité garantie : Résiste aux liquides pendant au moins 4 heures, pour un usage sécurisé et fiable.
- Praticité au quotidien : Léger, maniable et jetable pour un gain de temps et une hygiène impeccable.

Parfait pour les professionnels de santé, ce haricot médical offre une solution simple, pratique et efficace pour une gestion des soins optimisée.

Un indispensable dans tous les environnements médicaux !

A qui est destiné cette cupule médicale ?

Utilisateurs directs :

- Infirmiers :
  - Pendant les soins infirmiers, tels que les pansements ou les injections.
  - Pour déposer temporairement des outils stériles ou usagés.
- Médecins :
  - Dans les cabinets médicaux pour des consultations nécessitant l'utilisation de petits instruments ou pour contenir des échantillons.
- Aides-soignants :
  - Lors de soins d'hygiène, notamment pour transporter du matériel ou gérer les déchets médicaux légers.
- Ambulanciers :
  - Lors d'interventions d'urgence pour une organisation rapide et hygiénique du matériel.

#### Utilisateurs indirects :

- Établissements de santé :
  - Hôpitaux et cliniques qui doivent gérer de grands volumes de matériel médical jetable tout en garantissant l'hygiène et la sécurité.
- Maisons de retraite et EHPAD :
  - Pour simplifier les soins des résidents tout en minimisant le temps passé sur le nettoyage.
- Services à domicile :
  - Utilisés par les soignants intervenant chez les patients pour transporter et manipuler du matériel médical.

#### Acheteurs cibles :

- Responsables d'approvisionnement des hôpitaux, cliniques et services médicaux.
- Distributeurs de matériel médical.
- Pharmacies et parapharmacies proposant du matériel médical.

#### Quand utiliser cet haricot hospital ?

#### Moments d'utilisation :

- Soins courants :
  - Pendant les changements de pansements : pour contenir compresses, bandes usagées ou autres déchets légers.
  - Lors des prélèvements sanguins ou des tests médicaux nécessitant des outils stériles.
- Soins d'urgence :
  - Dans les ambulances pour organiser rapidement les outils médicaux.
  - En intervention rapide pour éviter la contamination croisée.
- Soins prolongés :
  - Dans les chambres des patients en hôpital ou en maison de retraite, pour garder à portée les fournitures nécessaires pendant un soin ou un traitement.

#### Fréquence d'utilisation :

- Usage quotidien :
  - Particulièrement adapté aux services hospitaliers à rotation élevée (urgences, blocs opératoires, services de médecine générale).
- Usage intensif :
  - Pendant les périodes épidémiques (grippe, COVID-19, etc.), où l'hygiène est essentielle et où l'utilisation de matériel jetable est fortement privilégiée.

## Informations complémentaires

Produit étanche sur une période de 4 heures minimum.

Passé ce délai, il est recommandé de vider et/ou détruire le récipient afin d'éviter tout risque de fuite.

## Caractéristiques techniques

<b>Couleur</b>	Gris
<b>Volume</b>	Capacité 750 ml
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	En fibres de cellulose moulées
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	22 g
<b>Normes et Certification</b>	Produit conçu selon les exigences de PAS 29 : 1999 produits en pate jetables pour utilisation dans le milieu de la santé,
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Etanche</b>	Non

## Références

<b>Réf. 306001</b>	Haricot médical à usage unique - La pièce
<b>Réf. 306080</b>	Haricot à usage unique - Carton de 80 pièces

## Photos

<b>750ml</b>	<b>Ref : 306001</b>	<b>Ref : 306080</b>
		
<b>2 CHOIX</b> <b>UU</b>	<b>750ml</b> <b>ETANCHE</b> <b>4H</b>	 <b>LOT</b> <b>750ml</b> <b>80</b>
Haricot hospital jetable capacité 750ml	Haricot médical jetable proposant une étanchéité de 4 heures	Lot de 80 cupules médicales